

Galaxy Saturn P5.F0, 5-sekcyjny stół rehabilitacyjny



Opis produktu:

Galaxy Saturn P5.F0 to zaawansowany, 5-sekcyjny stacjonarny stół rehabilitacyjny przeznaczony do zabiegów terapii manualnej oraz szerokiego zakresu zabiegów fizjoterapeutycznych, takich jak elektroterapia, laseroterapia czy fala uderzeniowa. Stół idealnie sprawdzi się w gabinetach rehabilitacyjnych, sanatoriach oraz ośrodkach fizjoterapeutycznych.

Kluczowe cechy:

- **Personal Authorization System** – zintegrowany system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, oparty na dwóch magnetycznych kluczach.
- **Pozycja pivota** sterowana elektronicznie – wygodna obsługa za pomocą dwóch przełączników umieszczonych po obu stronach stołu.
- **Smart4Arms** – innowacyjny system płynnej, bezrubowej regulacji bocznych zagłówek, oparty na mechanizmie przesuwym z automatyczną blokadą pozycji.

Zdjęcia produktu:





Szczegółowy opis produktu:

Galaxy Saturn P5.F0 - 5-sekcyjny stół do rehabilitacji i masażu z pivotem

Galaxy Saturn P5.F0 to specjalistyczny, pięciosekcyjny stół terapeutyczny zaprojektowany z myślą o kompleksowych zabiegach rehabilitacyjnych i masażu. Stabilna konstrukcja umożliwia dostosowanie pozycji do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz specyfiki wykonywanych procedur medycznych w gabinetach fizjoterapeutycznych i ośrodkach rehabilitacyjnych.

Stół do rehabilitacji Galaxy Saturn P5.F0 wyróżnia się wysokiej jakości wykonaniem i trwałością, co przekłada się na długotrwałe użytkowanie nawet przy intensywnej eksploatacji.

Innowacyjny system Smart4Arms zapewnia płynną, bezśrubową regulację bocznych zagłówka, opartą o mechanizm przesuwany z automatyczną blokadą. Mechanizm umożliwia modyfikację ustawień poprzez docisk dłonią, eliminując ryzyko niepożądanego przesunięcia bocznych zagłówka podczas procedur terapeutycznych.

Cechy charakterystyczne

5-sekcyjny stół do masażu z pozycją pivota,

pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przełącznikami po obu stronach stołu,

regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do $+40^{\circ}$),

zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,

Smart4Arms - płynna, bezśrubowa regulacja bocznych zagłówka, oparta o mechanizm przesuwany z blokadą. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem bocznych zagłówka w czasie terapii,

łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy sprężyny gazowej (od 0° do $+90^{\circ}$),

2-warstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,

łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,

śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,

stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej malowana proszkowo,

relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,

Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu, który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych obniża hałas przy regulacji wysokości,

Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System służy zwiększeniu bezpieczeństwa nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,

zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,

gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu,

szerokość tapicerki 64 lub 80 cm (opcja),

Funkcja Pivot

Funkcja Pivot w stołach rehabilitacyjnych Meden-Inmed umożliwia precyzyjną, elektronicznie sterowaną regulację części środkowej leżyska za pomocą 2 przełączników po obu stronach stołu, co znajduje zastosowanie w zaawansowanych technikach terapii manualnej, osteopatycznej i neurofizjologicznej. System pozwala na dynamiczną modyfikację pozycji pacjenta bez opuszczania stołu. Zwiększa to efektywność procedur rehabilitacyjnych w leczeniu dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego oraz zabiegach fizykoterapii.

Typ ramy dolnej - F0

Rama F0 posiada 2 gumowe stopki i 2 małe kółka, ułatwiające transport stołu. System jest rekomendowany dla osób, które rzadko przestawiają stół.

Tapicerka w serii Galaxy - połączenie funkcjonalności i trwałości

Wybór odpowiedniego koloru tapicerki pozwala idealnie dopasować stół do badań Galaxy Saturn P5.F0 do wystroju Twojego gabinetu. Tapicerka Lux łączy najwyższą jakość wykonania z praktycznymi właściwościami.

Kolory tapicerki LUX

Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia: 100% Poliuretan

Podkład: 100% Poliester

Odporność na hydrolizę

Nie zawiera rozpuszczalników chemicznych

Wysoka odporność na zadrapania

Przyjazne dla środowiska

Wytrzymałość i wydajność

OM006 - White

OM240 - Beige

OM315 - Sky

OM221 - Blue

OM314 - Cement

OM076 - Olive Grey

OM173 - Dark Brown

OM225 - Black

OM469 - Lima

OM157 - Forest

OM053 - Red

OM217 - Bordeaux

OM095 - Mostaza

OM075 - Orange

Systemy bezpieczeństwa dostępne w stole Galaxy Saturn P5.F0

Personal Authorization System

Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu.

Hallotronic®

Stół wyposażony w technologię Hallotronic®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości.

Smart4Arms

Stół wyposażony w technologię Smart4Arms, która zapewnia płynną, bezśrubową regulację boczaków zagłówka, opartą o mechanizm przesuwny z blokad. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem boczaków zagłówka w czasie terapii.

STÓŁ? REHABILITACYJNY

Galaxy Saturn P5.F0 znajduje szerokie zastosowanie w

Gabinetach rehabilitacyjnych

Galaxy Saturn P5 to profesjonalny stół rehabilitacyjny, który doskonale sprawdza się w gabinetach rehabilitacyjnych. Jego pięciosekcyjna konstrukcja z regulacją zagłówka (-70° do $+40^{\circ}$) oraz sekcji nożnej (0° do $+90^{\circ}$) umożliwia terapeutom precyzyjne dostosowanie pozycji pacjenta podczas różnorodnych zabiegów fizjoterapeutycznych.

System Hallotronic® zapewnia cichą i płynną elektryczną regulację wysokości (50-101 cm), co jest szczególnie istotne podczas długotrwałych sesji terapeutycznych. Stabilna, krzyżakowa konstrukcja ramy gwarantuje bezpieczeństwo nawet przy intensywnych ćwiczeniach rehabilitacyjnych, a maksymalne obciążenie do 200 kg pozwala na pracę z pacjentami o różnej budowie ciała.

Placówkach medycznych

W szpitalach, klinikach zdrowia i innych placówkach medycznych stół Galaxy Saturn P5 stanowi nieodzowny element wyposażenia. Jego wszechstronność pozwala na wykorzystanie zarówno do badań diagnostycznych, jak i zabiegów terapeutycznych. Wyposażony w Personal Authorization System zapewnia bezpieczeństwo przed niepożądaną zmianą ustawień, co jest szczególnie ważne w środowisku medycznym z wieloma użytkownikami.

Dwuwarstwowa, atestowana tapicerka jest odporna na zadrapania i hydrolizę, co umożliwia łatwą dezynfekcję zgodnie z wymogami sanitarnymi placówek medycznych.

Gabinetach odnowy biologicznej

W salonach odnowy biologicznej i gabinetach masażu stół Galaxy Saturn P5 łączy funkcjonalność z nowoczesnym designem, który doskonale komponuje się z wystrojem wnętrza. Wyprofilowany zagłówek z otworem na twarz i zaślepką zapewnia komfort pacjenta podczas zabiegów relaksacyjnych i masażu. Elektryczna regulacja wysokości umożliwia terapeutę przyjęcie ergonomicznej pozycji podczas pracy, co przekłada się na jakość wykonywanych zabiegów.

Możliwość indywidualnego dopasowania pozycji stołu do różnych rodzajów masażu i zabiegów kosmetycznych zwiększa wszechstronność gabinetu, pozwalając na oferowanie szerokiego spektrum usług. Dodatkowo, łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami zapewnia jednolitą powierzchnię, co podnosi komfort klienta podczas zabiegów.

Akcesoria opcjonalne

Kliny Wałki Wieszak typ 7 Klin Kaltenborna (duży) Klin Kaltenborna (mały) Mata ochronna na stół Podkład higieniczny Prześcieradło

Kąt regulacji zagłówka

Kąt regulacji sekcji środkowej

Kąt regulacji sekcji nożnej

Wymiary sekcji stołu

Kształt stołu Galaxy Saturn P5.F0

Informacje:

Szerokość: 64 cm

Długość: 205 cm

Masa: 115 kg

Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -70 –

Model:

Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement, OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225 Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red,

+40°

Kąt regulacji sekcji środkowej: 0 – 30°

Kąt regulacji sekcji tylnej: 0 – 90°

Linia: Galaxy

Liczba sekcji: 5

Typ stołu: Regulowana wysokość

Zakres regulacji wysokości: 52 – 103 cm

Typ regulacji wysokości: Elektryczna

Maksymalne obciążenie: 200 kg

Funkcja pionizacji: Nie

Podgrzewane leże: Tak

PAS: Tak

Hallotronic: Tak

Smart4Arms: Tak

Grubość tapicerki: 40 mm

Grubość tapicerki: 50 mm (opcja)

OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075

Orange

Szerokość leżyska dla stołów Meden-Inmed: 64 cm, 80 cm

Grubość tapicerki stołów Meden-Inmed: 40 mm, 50 mm

Podgrzewane leżysko dla stołów Meden-Inmed: Nie, Tak