



Masa plastyczna CanDo Theraputty® do ćwiczeń dłoni - wszystkie twardości - 6x84g

Opis produktu:

Masa plastyczna (plastelina terapeutyczna) **CanDo Theraputty®** może być stosowana sama jako materiał do ćwiczeń dłoni, jak i w połączeniu z narzędziami Puttycise®.

Różne twardości oznaczone są kolorami. Dostępne są modele bardzo miękkie dla słabszych mięśni, po bardzo twarde dla osób o dużej sile chwytu.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

TheraPutty® to marka której zaufało wielu lekarzy, terapeutów,

szpitali i klinik medycznych na całym świecie

Utrata funkcjonalności dłoni może poważnie wpłynąć na jakość codziennego życia. Istnieje wiele czynników które mogą ją spowodować, np. urazy, udar i zapalenie stawów. Siłę i zręczność można odzyskać dzięki regularnym ćwiczeniom. TheraPutty to dynamiczne narzędzie, które jest łatwe w użyciu dla wszystkich pacjentów i może pomóc odzyskać im sprawność w rękach.

Ćwiczenia z TheraPutty pomogą pacjentowi wzmocnić mięśnie rąk, poprawić przyczepność, ulepszyć zdolności motoryczne i zredukować stres.

Z każdym zgnieceniem, ściśnięciem, rozciągnięciem, chwyceniem i/lub skręceniem TheraPutty poprawia zdolności motoryczne dłoni i sprawność mięśni przedramienia.

Wygodny rozmiar opakowania i łatwe do otwarcia pojemniki umożliwiają pacjentowi kontynuowanie ćwiczeń w domu które rozpoczął w klinice lub szpitalu.

Zestaw zawiera jeden pojemnik każdego z kolorów.

Każdy kolor ma inny poziom oporności:

- **Beżowy** - super miękki
- **Żółty** - bardzo miękki
- **Czerwony** - miękki
- **Zielony** — średni
- **Niebieski** - mocny
- **Czarny** - bardzo mocny

CanDo Theraputty nie zawiera glutenu, lateksu ani kazeiny.

Prezentacja

Informacje:

Model: