



Masa plastyczna terapeutyczna CanDo Theraputty® do ćwiczeń dłoni - różny opór

Opis produktu:

Masa plastyczna (plastelina terapeutyczna) **Cando Theraputty®** może być stosowana jako materiał do ćwiczeń dłoni, jak i w połączeniu z narzędziami Puttycise®.

Różne twardości oznaczone są kolorami. Dostępne są modele bardzo miękkie dla słabszych mięśni, po bardzo twarde dla osób o dużej sile chwytu.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

TheraPutty® to marka której zaufało wielu lekarzy, terapeutów,

szpitali i klinik medycznych na całym świecie

Utrata funkcjonalności dłoni może poważnie wpłynąć na jakość codziennego życia. Istnieje wiele czynników które mogą ją spowodować, np. urazy, udar i zapalenie stawów. Siłę i zręczność można odzyskać dzięki regularnym ćwiczeniom. TheraPutty to dynamiczne narzędzie, które jest łatwe w użyciu dla wszystkich pacjentów i może pomóc odzyskać im sprawność w rękach.

Ćwiczenia z TheraPutty pomogą pacjentowi wzmocnić mięśnie rąk, poprawić przyczepność, ulepszyć zdolności motoryczne i zredukować stres.

Z każdym zgnieceniem, ściśnięciem, rozciągnięciem, chwyceniem i/lub skręceniem TheraPutty poprawia zdolności motoryczne dłoni i sprawność mięśni przedramienia.

Wygodny rozmiar opakowania (84 g) i łatwe do otwarcia pojemniki umożliwiają pacjentowi kontynuowanie ćwiczeń w domu które rozpoczął w klinice lub szpitalu.

Każdy kolor ma inny poziom oporności:

- **Beżowy** - super miękki
- **Żółty** - bardzo miękki
- **Czerwony** - miękki
- **Zielony** — średni
- **Niebieski** - mocny
- **Czarny** - bardzo mocny

CanDo Theraputty nie zawiera glutenu, lateksu ani kazeiny.

Informacje:

Kategoria: Trenery dłoni
Rodzaj: masa plastyczna
Kolor: beże i brązy
Kolor: czarny
Kolor: odcienie niebieskiego
Kolor: pomarańcze i czerwienie
Kolor: róże i fiolety
Kolor: żółty
Opór: 3. ciężki
Opór: 1. lekki
Opór: 2. średni

Model:

Kolor: Beżowy, Żółty, Czerwony, Zielony, Niebieski, Czarny