

## Puttycise Theraputty® - zestaw narzędzi do rehabilitacji dłoni



### Opis produktu:

Puttycise® Exercise Putty Tools - zestaw pięciu narzędzi do rehabilitacji dłoni (pokrętło, kołeczek, klucz, młoteczek oraz młotek w kształcie litery L).

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

#### Zestaw narzędzi Puttycise

Doskonale nadaje się do stosowania z pastą Theraputty® w celu zwiększenia funkcjonalności i rozwijania wszechstronności ruchów dłoni. Narzędzia wykonane są z wytrzymałego tworzywa sztucznego o wysokiej jakości. Zestaw zawiera tylko narzędzia z serii PuttyCise. Pasta do ćwiczeń dostępna jest oddzielnie.

#### W skład zestawu wchodzi:

- **Narzędzie do obracania** (Cap Turn) - symuluje otwieranie lub zamykanie butelki, włączanie kuchenki lub dokręcanie dużej śruby.
- **Małe narzędzie do obracania** (Peg Turn) - symuluje obracanie śrubki lub nakrętki, wciskanie przycisku, podnoszenie długopisu, trzymanie słomki i dokręcanie małego pokrętła.
- **Płaskie narzędzie do obracania** (Key Turn) - symuluje przekręcanie klucza, trzymanie książki lub segregatora, rzucanie frisbee, trzymanie otwartej klamerki, szczypanie.
- **Duże pokrętło** (Knob Turn) symuluje otwieranie drzwi, dokręcanie słoika, dociskanie pokrywy do pojemnika, dokręcanie zaworu, trzymanie szklanki wody i otwieranie pojemników na kosmetyki.

- **Duży młotek w kształcie litery L** (L-bar) - symuluje ciągnięcie, zmiatanie (chwyt - mięśnie przedramienia), używanie młotka, operowanie manetką gazu motocyklu.

## Prezentacja

### Informacje:

Kategoria: Trenerzy dłoni

Rodzaj: inne

Kolor: czarny

Opór: 4. nie dotyczy

### Model: