

## Galaxy Saturn P5 - 5-sekcyjny stół do masażu z pozycją pivota



### Opis produktu:

5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pozycją pivota **Galaxy Saturn P5** wyposażony w elektryczną regulację wysokości za pomocą ramy wokół stołu. **Galaxy Saturn P5** cechuje się malowaną proszkowo, stabilną stalową ramą o konstrukcji krzyżakowej. **Saturn P5.F4** posiada **4 kółka kierunkowe** z centralnym mechanizmem blokowania oraz **4 antypoślizgowe stopki**

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

**Galaxy Saturn P5 - 5-sekcyjny stół do masażu z pozycją pivota**

**Najbardziej funkcjonalny stół do masażu**, który został doceniony przez **terapeutów** na całym świecie.

Stół jest wyposażony w **sterowany elektrycznie Pivot**, szybką i wygodną regulację położenia zagłówka i podnóżka z wykorzystaniem sprężyn gazowych. **Używany** i polecany przez profesjonalistów.

**Bardzo wytrzymały, stabilny, w pełni regulowany stół** pozwala na wygodną i komfortową pracę z pacjentem. Zaprojektowany tak, aby jego **nowoczesny design** doskonale komponował się z **wnętrzem gabinetu**.

## Cechy charakterystyczne:

- wygodna regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od  $-70^{\circ}$  do  $+40^{\circ}$ ),
- system jezdny składający się z czterech kółek i 4 antypoślizgowych stopek,
- zagłówek z odpowiednio wyciętym otworem na nos i brodę z zaślepką otworu na twarz,
- kąt nachylenia poszczególnych części leża sterowany gazowymi sprężynami,
- pozycja pivota sterowana elektrycznie,
- łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy sprężyny gazowej (od  $0^{\circ}$  do  $+90^{\circ}$ ),
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- malowana proszkowo, stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- **SmartS4Arms** - innowacyjny system płynnej, bezrubowej regulacji boczaków zagłówka, oparty o mechanizm przesuwny z blokadą. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem boczaków zagłówka w czasie terapii,
- uchwyty do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- stół wyposażony w technologię **Hallotronic®**, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- **Personal Authorization System** - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
- malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
- antypoślizgowe gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu.

## Hydrauliczna regulacja wysokości

W opcji z hydrauliczną regulacją wysokości stół jest wyposażony w hydrauliczną regulację wychylenia części środkowej leżyska. ( Tylko dla stołów z funkcją Pivota )

W tej opcji stół nie posiada systemu Personal Authorization System i systemu Hallotronic.

## Akcesoria opcjonalne

- Klin Kaltenborna
- Klin do ćwiczeń rehabilitacyjnych
- Wałki i Półwałki
- Wieszak na ręcznik papierowy TYP7

- Mata ochronna
- Podkład higieniczny na twarz z wycięciem
- Rolka bibułowa na stół do masażu
- Bananek
- Pas do stabilizacji

## Dane techniczne:

<b>Długość [cm]:</b>	205
<b>Wysokość [cm]:</b>	52-103
<b>Szerokość [cm]:</b>	64
<b>Waga [kg]:</b>	98/110
<b>Maksymalne obciążenie [kg]:</b>	200

## Informacje:

Ilość sekcji: 5  
 Regulacja wysokości: elektryczna, za pomocą ramy  
 Regulacja wysokości: hydrauliczna  
 Funkcja Pivot: Tak  
 System jezdny: 4 kółka  
 Rodzaje stołów: Stół do masażu i rehabilitacji

## Model:

Kolor tapicerki: 00 - Ecrú - Standard, 01 - Beżowy - Standard, 02 - Niebieski - Standard, 03 - Granatowy - Standard, 04 - Terakota - Standard, 05 - Brązowy - Standard, 06 - Szary - Standard, 07 - Grafitowy - Standard, 08 - Czarny - Standard, 09 - Czerwony - Standard, 11 - Miodowy - Standard, 12 - Morski - Standard, 13 - Pomarańczowy - Standard, 14 - Limonka - Standard, 15 - Błękitny - Standard, DOL-6701 White - Premium, DOL-6703 Ecrú - Premium, DOL-6731 Mango - Premium, DOL-6713 Chocolate - Premium, DOL-6718 Tangelo - Premium, DOL-6722 Grass - Premium, DOL-6734 Quetzal - Premium, DOL-6738 Wine - Premium, DOL-6724 Jet - Premium, DOL-6726 Artesian - Premium, DOL-6739 Graphite - Premium, DOL-6728 Black - Premium  
 Regulacja wysokości GALAXY: Elektryczna regulacja, Hydrauliczna regulacja  
 Szerokość leżyska Galaxy i Terapeuta: Standard, 80 cm