

Komplet opasek mocujących do ciała dla systemów rehabilitacji sensomotorycznej Vibramoov



Opis produktu:

Opaski mocujące do stymulatorów marki VIBRAMOOV. Na biodra, kolana, kostki, ramiona, łokcie, nadgarstki.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Komplet opasek (12 szt.) mocujących do stymulatorów marki VIBRAMOOV. Zestaw zawiera po dwie sztuki na biodra, kolana, kostki, ramiona, łokcie, nadgarstki. Łącznie 12 sztuk.

Informacje:

Model:

Akcesoria Vibramoov: Rozmiar - opaski pediatryczne (dziecięce), Rozmiar mały - S,

Rozmiar średni - M, Rozmiar duży - L