




Jednorazowe hipodermiczne elektrody igłowe do podawania Botoxu MIOBOT - 10szt.

Opis produktu:

Elektrody przeznaczone są do wstrzykiwania toksyny botulinowej w mięśnie pacjenta i jednocześnie rejestrują aktywność elektromiograficzną (EMG) lub stymulują mięsień / nerw.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

MIOBOT to specjalistyczne **hipodermiczne** elektrody igłowe **EMG** ze stali nierdzewnej z izolowaną powierzchnią igły z wyjątkiem końcówki igły.

Elektrody przeznaczone są do wstrzykiwania **toksyny botulinowej** w mięśnie pacjenta i jednocześnie rejestrują aktywność elektromiograficzną (**EMG**) lub stymulują mięsień/nerw.

Uchwyt igły wyposażony jest w złącze odpowiednie do wprowadzania strzykawki ze standardowym złączem **Luer-Look**.

Elektrody **MIOBIOT** posiadają zintegrowany przewód o długości **76 cm** z wtykiem **TP (Touch**

Proof) o średnicy 1,5 mm.

Oznaczenie kolorami pozwala na łatwą identyfikację rozmiaru igieł.

Nr katalogowy	Długość igły	Średnica igły	Kolor	Opakowanie
MIOBOT2530	25 mm	0,30 mm	Granatowy / Ciemny niebieski	10 szt.
MIOBOT2540	25 mm	0,40 mm	Zielony	10 szt.
MIOBOT3745	37 mm	0,45 mm	Fioletowy	10 szt.
MIOBOT5050	50 mm	0,50 mm	Biały	10 szt.
MIOBOT7570	75 mm	0,70 mm	Szary	10 szt.

Informacje:

Typy elektrod: do podawania botuliny

Użycie: jednorazowe

Kabel: z kablem

Kategoria: Elektrody

Model:

Kolor: Zielony, Biały, Szary, Granatowy, Różowy

Igły do botoksu: MIOBOT_2540 , MIOBOT_5050,

MIOBOT_7570 , MIOBOT_2530, MIOBOT_3745