

Elektrody doodbytnicze Complex

Opis produktu:

Elektroda doodbytnicza do aparatów Cefar Complex.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektroda doodbytnicza do aparatów Cefar Complex:

SAINT-CLOUD elektroda analna

Pierścień o kącie zakrzywienia 110 stopni umożliwia pracę mięśni dźwigacza odbytu i zwieracza. Wydłużona końcówka poprawia uchwyt. Specjalna budowa zmniejsza ryzyko wypadnięcia podczas terapii.

114242+	SAINT CLOUD ANAL PROBE	Elektroda doodbytnicza (piny 2x2 mm)

WSKAŹNIK PALCOWY

Do manualnego wyszukiwania punktów stymulacyjnych.

Informacje:

Kategoria: Fizjoterapia uroginekologiczna
Przeznaczenie: elektroterapia
Rodzaj elektrody: sondy waginalne i analne

Model:

Sondy dopochwowe i doodbytnicze do aparatów
Cefar Compex: 114242+ SAINT CLOUD ANAL
PROBE