

Therasensory - Piłka do rehabilitacji z kolcami 65/100 cm



Opis produktu:

Piłka Therasensory to pompowana piłka z wypustkami do ćwiczeń oraz aktywnego siedzenia. Idealne zastosowanie w technice pilates i jogi.

Piłka Therasensory wspiera poprawę równowagi, koordynacji oraz stabilizacji centralnej ciała. Wypustki delikatnie stymulują receptory czuciowe, zwiększając świadomość ruchu i aktywizując mięśnie głębokie podczas ćwiczeń.

Zastosowanie:

Wzmocnienie mięśni głębokich

Rehabilitacja funkcjonalna

Koordynacja ruchu

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Piłka Therasensory

Główną cechą **Piłki Therasensory** jest powierzchnia z wypustkami sensorycznymi. Faktura ta pozwala na oddziaływanie sensoryczne, a jednocześnie na przyjemny masaż, który pobudza krążenie krwi. **Piłka Therasensory** jest dostępna w dwóch rozmiarach: 65 cm i 100 cm. Podczas ćwiczeń z większą piłką zaleca się pomoc trenera.

• Regulowana do Twoich potrzeb

- Dzięki możliwości regulacji stopnia napompowania **Piłkę Therasensory** można dopasować do różnych poziomów trudności i indywidualnych potrzeb użytkownika. **Mniej napompowana** sprawdzi się w delikatnych ćwiczeniach rozluźniających i rehabilitacyjnych, natomiast **mocniej napompowana** zapewnia większą stabilność i intensywniejszą pracę mięśni głębokich podczas treningu czy aktywnego siedzenia. Takie dopasowanie **Piłki Therasensory** pozwala na wszechstronne wykorzystanie piłki w codziennej aktywności, wspierając zarówno kondycję fizyczną, jak i poprawę postawy ciała.

Dane techniczne:

	Therasensory 65	Therasensory 100
Rozmiar:	Ø 65 cm	Ø 100 cm
Kolor:	Zielony	Czerwony

Informacje:

Kategoria: Piłki do rehabilitacji i ćwiczeń
 Rozmiar: Duże piłki
 Kolor: czerwony
 Kolor: zielony
 Średnica: 65 cm
 Średnica: 100 cm

Model:

Rozmiar (centymetry): 65 cm, 100 cm