

## Therasensory - Piłka do rehabilitacji z kolcami 65/100 cm



### Opis produktu:

**Piłka Therasensory** to pompowana piłka z wypustkami do ćwiczeń oraz aktywnego siedzenia. Idealne zastosowanie w technice pilates i jogi.

**Piłka Therasensory** wspiera poprawę równowagi, koordynacji oraz stabilizacji centralnej ciała. Wypustki delikatnie stymulują receptory czuciowe, zwiększając świadomość ruchu i aktywizując mięśnie głębokie podczas ćwiczeń.

Zastosowanie:

Wzmocnienie mięśni głębokich

Rehabilitacja funkcjonalna

Koordynacja ruchu

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Piłka Therasensory

Główną cechą **Piłki Therasensory** jest powierzchnia z wypustkami sensorycznymi. Faktura ta pozwala na oddziaływanie sensoryczne, a jednocześnie na przyjemny masaż, który pobudza krążenie krwi. **Piłka Therasensory** jest dostępna w dwóch rozmiarach: 65 cm i 100 cm. Podczas ćwiczeń z większą piłką zaleca się pomoc trenera.

- **Regulowana do Twoich potrzeb**

- Dzięki możliwości regulacji stopnia napompowania **Piłkę Therasensory** można dopasować do różnych poziomów trudności i indywidualnych potrzeb użytkownika. **Mniej napompowana** sprawdzi się w delikatnych ćwiczeniach rozluźniających i rehabilitacyjnych, natomiast **mocniej napompowana** zapewnia większą stabilność i intensywniejszą pracę mięśni głębokich podczas treningu czy aktywnego siedzenia. Takie dopasowanie **Piłki Therasensory** pozwala na wszechstronne wykorzystanie piłki w codziennej aktywności, wspierając zarówno kondycję fizyczną, jak i poprawę postawy ciała.

### Dane techniczne:

	<b>Therasensory 65</b>	<b>Therasensory 100</b>
<b>Rozmiar:</b>	Ø 65 cm	Ø 100 cm
<b>Kolor:</b>	Zielony	Czerwony

### Informacje:

Kategoria: Piłki do rehabilitacji i ćwiczeń  
 Rozmiar: Duże piłki  
 Kolor: zielony  
 Kolor: czerwony  
 Średnica: 65 cm  
 Średnica: 100 cm

### Model:

Rozmiar (centymetry): 65 cm, 100 cm