

REDCORD ROLL wałek rehabilitacyjny

Opis produktu:

Wałek rehabilitacyjny zapewniający podparcie w trakcie ćwiczeń rehabilitacyjnych czy gimnastyce.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Wałek do rehabilitacji Redcord Roll

Wałek rehabilitacji firmy Redcord przeznaczony jest do użytku zarówno przez **terapeutów** jak użytkowników **indywidualnych** podczas ćwiczeń. Wałek służy do wygodnego podparcia konkretnej partii ciała podczas ćwiczeń.

- Materiał: Pianka poliuretanowa, nie zawiera ftalanów.
- Wałek posiada zamek błyskawiczny,
- Wymiary: średnica 150 mm x długość 500 mm
- Waga brutto: 0,440 kg

Informacje:

Kategoria: Redcord
Typ: akcesoria

Model: