

Pompka elektryczna do piłek i skoczków Ledraplastic Spa - wersja EU



Opis produktu:

Kompresor o kompaktowych rozmiarach, idealny do nadmuchiwania i opróżniania dużych piłek. Wersja z wtyczką europejską.

Dzięki niewielkim wymiarom można go łatwo przechowywać i transportować, co sprawia, że jest bardzo wygodny w użytkowaniu w domu, klubie fitness czy gabinecie rehabilitacyjnym.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Pompka elektryczna do piłek i skoczków Ledraplastic Spa

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby zapewniało **szybkie i wygodne** przygotowanie sprzętu do ćwiczeń, bez konieczności używania dużych, ciężkich pomp ręcznych. Dzięki niewielkim wymiarom i lekkiej konstrukcji. **Dodatkowo umożliwia** precyzyjne kontrolowanie ciśnienia, co pozwala dostosować stopień nadmuchiwania piłek do indywidualnych potrzeb treningowych lub terapeutycznych.

Informacje:

Kategoria: Piłki do rehabilitacji i ćwiczeń

Model: