

Morcelator TCM 3000 BL

Opis produktu:

Morcelator TCM 3000 BL to kompaktowa jednostka sterująca TCM 3000 BL – wraz z prostym i intuicyjnym panelem sterowania kontroluje prędkość zastosowanych instrumentów.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Morcelator TCM 3000 BL

Kompaktowa jednostka sterująca TCM 3000 BL – wraz z prostym i intuicyjnym panelem sterowania kontroluje prędkość zastosowanych instrumentów. Dla morcelacji tkanki należy zastosować prędkości od 50 do 1000 obrotów na minutę.

- Kompaktowe i praktyczne urządzenie
- Zmienna prędkość w trybie Vario, stała kontrola przez przycisk nożny
- Wybór spośród 3 programów Vario o określonych zakresach prędkości
- Prosta, intuicyjna obsługa
- Precyzyjny przycisk nożny

Dane techniczne

Typ	TCM 3000BL
Zasilanie	100/115/230 Volt na 50 – 60 Hz
Pobór mocy	60 W
Max. moment obrotowy	80 Ncm
Długość przewodu	3 m
Prędkość	50 – 1000 obr/min
Wymiary	120/180/107 mm

Waga jednostki sterującej	1,8 kg
Sterowanie	Jednostka centralna i przycisk Vario

Informacje:

Kategoria: Morcelatory

Model: