

Poduszka podnosząca pacjenta ELK z kompresorem powietrza AIRFLO24



Opis produktu:

Pneumatyczna poduszka podnosząca **ELK** w połączeniu z przenośnym kompresorem **AIRFLO 24** na baterię to niezastąpiona pomoc w podnoszeniu osoby z podłogi, która upadła.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Poduszka do podnoszenia osób z podłogi **ELK** to niezastąpiona pomoc dla opiekunów, pracowników opieki czy służb medycznych.

Prostota użycia:

- Poduszka podnosząca jest napompowywana poprzez pompę Airflo za pomocą prostego w obsłudze pilota
- Prosta w użytkowaniu, wymaga jedynie minimalnego przeszkolenia
- Może być używana zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz
- Może być obsługiwana przez jednego opiekuna

Łatwa w utrzymaniu:

- Do czyszczenia należy używać łagodnych środków czyszczących w płynie, bez szorstkich komponentów
- Łatwe spuszczenie powietrza, prosta w złożeniu i do przechowywania w torbie transportowej
- Wyprodukowana z wyjątkowo wytrzymałych materiałów o wysokim standardzie

Bezpieczna w użytkowaniu:

- Podniesie z podłogi zarówno osobę wątlą jak i ważącą do 450kg
- Wyjątkowo sztywna i stabilna
- Idealna do opieki w warunkach domowych dla osób z zaburzeniami neurologicznymi i z tendencją do upadania

Poprawia samopoczucie:

- Zapewnia bezpieczne i godne podnoszenie osoby, która upadła
- Zmniejsza ryzyko urazów mięśniowo-szkieletowych u opiekuna
- Może być używana w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie nie ma możliwości użycia tradycyjnych podnośników

Dane techniczne:

Poduszka podnosząca	ELK MPCA070400
Max waga użytkownika	450 kg
Maksymalna wysokość	56 cm
Minimalna wysokość	Płaska
Głębokość siedziska	50 cm
Szerokość	57 cm
Ilość podniesień na 1 ładowaniu	do 9 podniesień

Informacje:**Model:**