



Poduszka podnosząca pacjenta CAMEL z kompresorem powietrza AIRFLO24

Opis produktu:

Pneumatyczna poduszka podnosząca **CAMEL** w połączeniu z przenośnym kompresorem **AIRFLO 24** na baterię to niezastąpiona pomoc w podnoszeniu osoby z podłogi, która upadła.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Poduszka do podnoszenia osób z podłogi **CAMEL** to niezastąpiona pomoc dla opiekunów, pracowników opieki czy służb medycznych.

Prostota użycia:

- Poduszka podnosząca jest napompowywana poprzez pompę Airflo za pomocą prostego w obsłudze pilota
- Prosta w użytkowaniu, wymaga jedynie minimalnego przeszkolenia
- Może być używana zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz
- Może być obsługiwana przez jednego opiekuna

Łatwa w utrzymaniu:

- Do czyszczenia należy używać łagodnych środków czyszczących w płynie, bez szorstkich komponentów
- Łatwe spuszczenie powietrza, prosta w złożeniu i do przechowywania w torbie transportowej
- Wyprodukowana z wyjątkowo wytrzymałych materiałów o wysokim standardzie

Bezpieczna w użytkowaniu:

- Podniesie z podłogi zarówno osobę wątłą jak i ważącą do 320kg
- Stabilna i pomocna
- Idealna do opieki w warunkach domowych przy osobach z zaburzeniami neurologicznymi z tendencją do upadania

Poprawia samopoczucie:

- Zapewnia bezpieczne i godne podnoszenie osoby, która upadła
- Zmniejsza ryzyko urazów mięśniowo-szkieletowych u opiekuna
- Pacjenci z zaburzeniami poznawczymi są mniej przygnębieni kiedy są podnoszeni za pomocą poduszki Camel
- Podparcie zapewnia dodatkową asekurację i jest szczególnie istotne dla pacjentów bariatrycznych

Dane techniczne:

Poduszka podnosząca CAMEL	MPCA060400
Max waga użytkownika	302 kg
Maksymalna wysokość	56 cm
Minimalna wysokość	Płaska
Głębokość siedziska	47 cm
Długość całkowita	112 cm
Waga całkowita produktu	6,5 kg
Długość oparcia/zagłówka	81 cm
Pompa	Airflo 24
Ilość podniesień na 1 ładowaniu	do 4 podniesień

Informacje:

Model: