

ENDOLIGHT LED GREEN - źródło światła LED

Opis produktu:

ENDOLIGHT LED GREEN - źródło światła LED



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

ENDOLIGHT LED GREEN - źródło światła LED

- źródło światła LED o wysokiej mocy, dla idealnego oświetlenia obrazowania ICG/NIR
- możliwość przełączania pomiędzy obrazowaniem NIR/ICG a endoskopią z użyciem światła białego
- wyjątkowo mocne oświetlenie NIR/ICG
- moc światła porównywalna jest ze źródłem światła ksenonowego o mocy 300 W
- wyjątkowo długa żywotność (do 15 000 godzin) najnowszej technologii LED
- kompatybilny z systemem integracji sali operacyjnej NOVA
- automatyczna kontrola ekspozycji i regulacja natężenia światła w połączeniu z zestawem ENDOCAM Logic 4K/HD dla optymalnego oświetlenia
- przystosowane zarówno do sztywnych jak i giętkich endoskopów

Informacje:

Model: