

## ENDOLIGHT LED Blue - źródło światła LED



### Opis produktu:

ENDOLIGHT LED Blue - źródło światła LED

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

#### ENDOLIGHT LED Blue - źródło światła LED

- źródło światła LED o wysokiej mocy, dla idealnego oświetlenia obrazowania PDD
- maksymalny kontrast kolorów dla idealnego zróżnicowania tkanki nowotworowej
- może być stosowany do każdego rodzaju endoskopii światła białego
- 80% mniejsze zużycie energii w porównaniu z ksenonowymi źródłami światła
- plug & play
- ciche chłodzenie przez pasywną rurkę cieplną
- bezkompromisowo zredukowane koszty: gniazdo oświetleniowe jest zoptymalizowane pod kątem światłowodów Richard Wolf.
- kompatybilny z rdzeniem **nova**

### Informacje:

### Model: