


Monitor medyczny 2D LCD 31" Sony LMD-X310MD



Opis produktu:

Monitor medyczny Sony LMD-X310MD zapewnia obraz chirurgiczny ze szczegółami, wyrazistością i rozdzielczością 4K. Jego ergonomiczny kształt jest zoptymalizowany pod kątem środowisk takich jak sale operacyjne, centra chirurgiczne, kliniki i gabinety lekarskie.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Monitor medyczny 2D LCD 31" Sony LMD-X310MD

Monitor medyczny Sony LMD-X310MD zapewnia obraz chirurgiczny ze szczegółami, wyrazistością i rozdzielczością 4K. 31-calowy monitor medyczny może wyświetlać bardzo wysokiej jakości dwuwymiarowe kolorowe obrazy wideo w rozdzielczości 4K z szerokiej gamy systemów obrazowania medycznego, takich jak endoskopy chirurgiczne i systemy kamer laparoskopowych. Jego ergonomiczny kształt jest zoptymalizowany pod kątem środowisk takich jak sale operacyjne, centra chirurgiczne, kliniki i gabinety lekarskie.

Cechy charakterystyczne

- **Rozdzielczość 4K Ultra HD** - LMD-X310MD może wyświetlać obrazy 4K z czterokrotnie większą szczegółowością niż Full HD.
- **Głęboka gama kolorów** - Zaawansowana konstrukcja panelu i przetwarzanie sygnału Sony zapewniają szerszą gamę kolorów — nawet o 43% większą niż przestrzeń kolorów BT.709.
- **Ergonomiczna, łatwa do uchwycenia konstrukcja** - Smukła, kompaktowa i łatwa do trzymania konstrukcja monitora ułatwia użytkownikowi prostą regulację pozycji monitora.
- **Przyjazny dla użytkownika panel sterowania** - Obsługa jest uproszczona dzięki intuicyjnemu, łatwemu w obsłudze panelowi sterowania. Podświetlenie LED podkreśla tylko aktywne przyciski sterujące, prowadząc użytkownika i zmniejszając ryzyko nieumyślnego działania, szczególnie w ciemnym otoczeniu. Przyciski niestandardowe można przypisać do często używanych funkcji.
- **Wybór formatów wyświetlania** - Z menu można szybko i łatwo wybrać różne formaty wyświetlania, w tym Rotation Image, Side-by-Side, Picture-in-Picture (PIP) i Picture-out-Picture (POP).
- **Antyrefleksyjny panel OptiContrast™ o wysokiej jasności** - 31-calowy (789 mm) panel OptiContrast Panel™ ma zaawansowaną konstrukcję, która kontroluje odbicia i rozproszenie padającego światła w warstwie panelu LCD, zapewniając lepszy kontrast i widoczność.
- **AIME™ (Zaawansowany wielokrotny wzmacniacz obrazu)** - Unikalna technologia została opracowana w celu zwiększenia widoczności wyświetlanych kształtów i kolorów. Tryb wzmocnienia struktury uwydatnia kontury obiektów na ekranie, a tryb wzmocnienia koloru pomaga wyjaśnić subtelne różnice tonalne między obiektami.
- **Mniejsza ramka, większy ekran** - Wąska ramka maksymalizuje rozmiar ekranu monitora medycznego

Dane techniczne:

Panel	a-Si TFT Active Matrix LCD
Rozmiar obrazu (przekątna)	789,06 mm (31 cala)
Rozmiar obrazu	698 x 368.1 mm
Rozdzielczość	4096 x 2160 pikseli
Podświetlenie	LED
Technologia panelu	IPS

Informacje:

Model: