

Materac trzyczęściowy do ćwiczeń MRS-3 - 180 x 90 x 4 cm



Opis produktu:

Materac gimnastyczny przeznaczony do wykonywania różnorodnych ćwiczeń np. w pozycji leżącej, klęcznej i siedzącej.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Materac gimnastyczny przeznaczony jest do wykonywania różnorodnych ćwiczeń np. **w pozycji leżącej, klęcznej i siedzącej.**

Znajduje zastosowanie w **centrach korekcji** wad postawy, **gabinetach kinezyterapii**, małych salach korekcyjnych, szkolnych salach gimnastycznych, w gabinetach, przychodniach i ośrodkach **specjalistycznych służby zdrowia.**

W terapii **metodą SI**, dla zapewnienia bezpieczeństwa osób ćwiczących na przyrządach, zaleca się wyłożenie podłogi materacami. Posiadamy również w ofercie kształtki rehabilitacyjne (**wałki, kliny, półwałki**) o różnych rozmiarach.

Wymiary:

- Długość - 180 cm
- Szerokość - 90 cm
- Wysokość - 4 cm
- Dostępne kolory to niebieski i granatowy

Informacje:

Szerokość: 90 cm

Długość: 180 cm

Kolor: odcienie niebieskiego

Model:

Kolor tapicerki: 03 - Granatowy - Standard, 02 -
Niebieski - Standard