




Aplikator magnetoterapii PEMF na szyję konia

Opis produktu:

Aplikator magnetoterapii PEMF zasilany akumulatorowo (dołączone do zestawu) lub bezpośrednio z gniazda sieciowego. Aplikator magnetoterapii PEMF dostępny jest w kolorze czerwonym oraz uniwersalnym rozmiarze.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aplikator magnetoterapii PEMF na szyję konia

Aplikator magnetoterapii PEMF zasilany akumulatorowo (dołączone do zestawu) lub bezpośrednio z gniazda sieciowego.

Aplikator magnetoterapii PEMF na szyję konia wykorzystuje działanie pulsacyjnego pola magnetycznego w celu przyspieszenia krążenia i regeneracji, jednocześnie stymulując procesy naprawcze oraz działając przeciwbólowo oraz przeciwzapalnie.

Informacje:

Model: