

Głowica GU-5 1/3 MHz 5cm²

Opis produktu:

Głowica GU-5 o powierzchni czoła 5 cm² wytwarza falę o częstotliwości 1 lub 3 MHz. Stosowana jest do nadźwiękowania niewielkich obszarów ciała w klasycznej sonoterapii, leczeniu metodą LIPUS oraz terapii skojarzonej.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Głowica GU-5 1/3 MHz 5cm²

Głowica GU-5 o powierzchni czoła 5 cm² wytwarza falę o częstotliwości 1 lub 3 MHz. Stosowana jest do nadźwiękowania niewielkich obszarów ciała w klasycznej sonoterapii, leczeniu metodą LIPUS oraz terapii skojarzonej.

Cechy charakterystyczne:

- Wodoszczelna głowica
- Emisja ciągła/ impulsowa
- Kontrola przylegania czoła głowicy
- Kalibracja czułości głowicy według potrzeb

Dane techniczne:

Częstotliwość pracy	1 MHz i 3 MHz
częstotliwość pracy w trybie zmiennym	1/3 MHz (przełączanie co 8 sek.)

częstotliwość pracy w trybie LIPUS	1 MHz
całkowita powierzchnia czoła głowicy	5 cm ²
powierzchnia efektywnego promieniowania	3,4 cm ²
wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego	5,5 x 3,7 x 18,4 cm
masa	maks. 0,5 kg

Informacje:**Model:**