

Thera-Trainer BEMO 618 - rotor przyłóżkowy do terapii kończyn górnych lub dolnych



Opis produktu:

Rotory z serii **THERA-Trainer BEMO** to profesjonalne urządzenia do pasywnej i aktywnej terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych z biofeedback'iem oraz treningiem symetrii. Przeznaczone są do rehabilitacji **neurologicznej, ortopedycznej, kardiologicznej** jak również do prowadzenia ćwiczeń izokinetycznych.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

THERA-Trainer Bemo

Rotor przyłóżkowy do ćwiczeń aktywno-pasywnych **THERA-Trainer bemo** stworzony został z myślą o pacjentach leżących, stanowi on skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przy **rehabilitacji neurologicznej**, a także **spowalnia utratę mięśni i reguluje napięcie mięśniowe, stymulując przy tym układ sercowo-naczyniowy**. Budowa urządzenia pozwala na swobodne ustawienie i dostosowanie do łóżka, na którym leży pacjent, umożliwiając przeprowadzenie **ćwiczeń kończyn górnych lub dolnych**. Dzięki zastosowaniu **biofeedbacku** w module grywalizacji, pacjent widzi efekty swoich ćwiczeń, co motywuje do dalszych zabiegów rehabilitacyjnych.

System THERA-assist:

- dodatkowy czujnik odległości,
- sygnały audiowizualne,
- wizualna pomoc w pozycjonowaniu pacjenta.

Rotor THERA-Trainer bemo można stosować do ćwiczeń kończyn górnych lub dolnych, które mogą być wykonywane w pozycji leżącej, półleżącej lub siedzącej.

Funkcje :

- szybkie wpięcie pacjenta,
- niewielkie wymagania przestrzenne,
- elektryczna regulacja wysokości rotora,
- automatyczne rozpoznawanie akcesoriów,
- automatyczne rozpoznawanie promienia obrotu,
- beznarzędziowy system wpięcia akcesoriów
- moc silnika: 300 W,
- 4 programy wykrywania spastyki,
- zakres prędkości obrotowej podczas ćwiczeń pasywnych: 1-100 obr./min,
- wzrost pacjenta: 120-200 cm,
- waga pacjenta: 180kg.

Parametry:

Długość	89 cm
Szerokość	143 cm
Wysokość	118 - 158 cm
Szerokość łóżka/leżanki	do 115 cm
Ciężar	86,5 kg

Informacje:

Model: