

Labirynt integracyjny

Opis produktu:

Labirynt integracyjny firmy TERMA dedykowany jest na place zabaw, siłownie zewnętrzne, do parków oraz przydomowych terenów zielonych w celu zapewnienia możliwości jednocześnie zabawy osobom pełnosprawnym oraz użytkownikom na **wózkach inwalidzkich**. Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Labirynt integracyjny

Jest to urządzenie pełniące funkcję terapeutyczną i zabawową jednocześnie. Poza ośrodkami rehabilitacji, Koło integracyjne nadaje się doskonale do szkół i przedszkoli, w których są dzieci o różnym poziomie sprawności, a także na publiczne place zabaw.

Urządzenie przeznaczone jest do treningu motoryki, równowagi, koncentracji, rozpoznawania kolorów oraz do zabawy i rywalizacji. Stanowi atrakcyjny i angażujący element wyposażenia placu zabaw. Dla osób z niepełnosprawnościami szczególnie cenny jest aspekt „sprawczości”, czyli wpływu poprzez ruch stołem labiryntu na ruch i kierunek tego ruchu toczącej się kuli. Ergonomiczne

rękojeści dają możliwość wygodnego chwytu i przeznaczone są dla osób o różnym poziomie sprawności kończyn górnych.

Z labiryntu mogą korzystać osoby o różnym poziomie sprawności oraz osoby pełnosprawne, w różnych konfiguracjach względem tych użytkowników.

Labirynt integracyjny w rehabilitacji

Urządzenie polecane dla użytkowników pełnosprawnych, a także dla osób z niepełnosprawnością skutkującą poruszaniem się na wózku inwalidzkim. Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zanurzeniami neurologicznymi (udary, SM), a także dla seniorów cierpiących na zaburzenia funkcji poznawczych oraz demencję.

Rehabilitacja neurologiczna - Ćwiczenia wpływają pozytywnie na usprawnienie procesów poznawczych, a także koordynacji podczas celowego prowadzenia piłki po torze, zgodnie z wyznaczonym zadaniem. Urządzenie wspiera także terapię osób z niepełnosprawnością intelektualną, umożliwia naukę kolorów umieszczonych na płytkach, po których przetacza się piłka, zgodnie z poleceniem terapeuty.

Rehabilitacja ruchowa - Trening chwytu, reedukacja funkcji nadgarstka i paliczków. Trening mięśni przedramienia.

Dane techniczne:

Wysokość swobodnego upadku:	brak
Wymiary zewnętrzne urządzenia (szer x dł x wys):	828x794x994 mm
Wysokość urządzenia mierzona od poziomu gruntu:	994 mm
Zakres wychylenia urządzenia:	około 7 stopni
Masa urządzenia bez fundamentów:	40 kg
Głębokość fundamentowa:	400 mm poniżej poziomu gruntu
Wymiary strefy bezpieczeństwa:	po 1500 mm od każdej krawędzi zewnętrznej urządzenia
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:	11,8 m ²

Informacje:

Model: