

Pas przepuklinowy pachwinowy Ortel

Opis produktu:

Pas przepuklinowy na przepuklinę pachwinową.

Zalety pasa przepuklinowego pachwinowego Ortel

- Mocowanie z prawej/lewej strony dzięki wyjątkowemu systemowi zapięć
- Komfort i skuteczność dzięki wyjmowanym wkładkom silikonowym, które można umieszczać w różnych miejscach
- Dostępne modele jedno- i dwustronne

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Pas przepuklinowy pachwinowy - Ortel

Pas przepuklinowy pachwinowy to idealne rozwiązanie dla osób, które mają problemy z przepukliną pachwinową. Pas przepuklinowy Ortel firmy Thuasne pomaga ograniczyć oraz spowolnić rozrost przepukliny, a w niektórych przypadkach jest rozwiązaniem i alternatywą zabiegu chirurgicznego.

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Pas przepuklinowy Ortel
Pomiar	Jednostronny/dwustronny
Wymiary	Rozmiar I:Wysokość: jednostronny/dwustronnyObwód w pasie: 75-85 cm Rozmiar II:Wysokość: jednostronny/dwustronnyObwód w pasie: 86-97 cm Rozmiar III:Wysokość: jednostronny/dwustronnyObwód w pasie: 98-110 cm Rozmiar IV:Wysokość: jednostronny/dwustronnyObwód w pasie: 111-125 cm
Kod refundacji NFZ	P.113

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Plecy

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - wysokość jednostronny - obwód w pasie 75-85 cm, Rozmiar II - wysokość jednostronny - obwód w pasie 86-97 cm, Rozmiar III - wysokość jednostronny - obwód w pasie 98-110 cm, Rozmiar IV - wysokość jednostronny - obwód w pasie 111-125 cm, Rozmiar I - wysokość dwustronny - obwód w pasie 75-85 cm, Rozmiar II - wysokość dwustronny - obwód w pasie 86-97 cm, Rozmiar III - wysokość dwustronny - obwód w pasie 98-110 cm, Rozmiar IV - wysokość dwustronny - obwód w pasie 111-125 cm