

Pas lędźwiowo-brzuszny Dynabelt



Opis produktu:

Pas lędźwiowo-brzuszny podtrzymujący jamę brzuszną lub klatkę piersiową.

Zalety pasa Dynabelt

- Możliwość zakładania bezpośrednio na skórę na cały dzień dzięki tkaninie Combitex
- Posiada wyjmowane wzmocnienia
- Nadaje się do sterylizacji w autoklawie
- Idealny do łagodzenia lekkiego bólu pleców
- Dostępne w sześciu różnych rozmiarach, co pozwala na znalezienie idealnego dopasowania

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Pas lędźwiowo-brzuszny Dynabelt

Łagodne bóle pleców lub kręgosłupa dotyczą wielu osób. Jeśli ktoś nie lubi przyjmować środków przeciwbólowych ze względu na ich skutki uboczne, nie znaczy to, że musi borykać się z tym bólem do końca życia. Pas lędźwiowo-brzuszny Dynabelt został zaprojektowany tak, aby podtrzymywać i stabilizować klatkę piersiową lub brzuch, w zależności od potrzeb. Dzięki wyjmowanym podpórkom, pas Dynabelt może unieruchomić dany obszar i chronić go przed dalszymi uszkodzeniami.

Zalety pasa Dynabelt

- Możliwość zakładania bezpośrednio na skórę na cały dzień dzięki tkaninie Combitex
- Posiada wyjmowane wzmocnienia
- Nadaje się do sterylizacji w autoklawie
- Idealny do łagodzenia lekkiego bólu pleców

- Dostępne w sześciu różnych rozmiarach, co pozwala na znalezienie idealnego dopasowania

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Pas lędźwiowo-brzuszy Dynabelt
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar I:Wysokość: 16 cm/26 cm/33 cmObwód w pasie: 66-80 cmRozmiar II:Wysokość: 16 cm/26 cm/33 cmObwód w pasie: 81-90 cmRozmiar III:Wysokość: 16 cm/26 cm/33 cmObwód w pasie: 91-100 cmRozmiar IV:Wysokość: 16 cm/26 cm/33 cmObwód w pasie: 101-120 cmRozmiar V:Wysokość: 16 cm/26 cm/33 cmObwód w pasie: 121-140 cmRozmiar VI:Wysokość: 33 cmObwód w pasie: 141-160 cm
Kod refundacji NFZ	P.115

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Plecy

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - wysokość 16 cm - obwód w pasie 66-80 cm, Rozmiar II - wysokość 16 cm - obwód w pasie 81-90 cm, Rozmiar III - wysokość 16 cm - obwód w pasie 91-100 cm, Rozmiar IV - wysokość 16 cm - obwód w pasie 101-120 cm, Rozmiar V - wysokość 16 cm - obwód w pasie 121-140 cm, Rozmiar I - wysokość 26 cm - obwód w pasie 66-80 cm, Rozmiar II - wysokość 26 cm - obwód w pasie 81-90 cm, Rozmiar III - wysokość 26 cm - obwód w pasie 91-100 cm, Rozmiar IV - wysokość 26 cm - obwód w pasie 101-120 cm, Rozmiar V - wysokość 26 cm - obwód w pasie 121-140 cm, Rozmiar I - wysokość 33 cm - obwód w pasie 66-80 cm, Rozmiar II - wysokość 33 cm - obwód w pasie 81-90 cm, Rozmiar III - wysokość 33 cm - obwód w pasie 91-100 cm, Rozmiar V - wysokość 33 cm - obwód w pasie 121-140 cm, Rozmiar IV - wysokość 33 cm - obwód w pasie 101-120 cm, Rozmiar VI - wysokość 33 cm - obwód w pasie 141-160 cm