



## Kołnierz ortopedyczny miękki Ortel C1 Classic

### Opis produktu:

Ortel C1 Classic jest miękkim, lekkim i mocnym kołnierzem szyjnym do unieruchamiania szyi. Wykonany z oddychającego materiału, zapewnia maksymalnie podparcie i skutecznie łagodzi ból. Kołnierz ten stanowi idealne rozwiązanie w przypadku osteoporozy i bólu szyi. Posiada pasek z rzepem umożliwiającą regulację i idealne dopasowanie.

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

## Kołnierz ortopedyczny miękki Ortel C1 Classic

### Zalety kołnierza ortopedycznego Ortel C1 Classic

- Kołnierz zapewnia elastyczne wsparcie dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości pianki
- Duża wygoda: kołnierz zawiera zdejmowany, nadający się do prania pokrowiec
- Wysoka stabilność dzięki precyzyjnej regulacji na rzepy

### Wskazania do użycia kołnierza miękkiego Ortel

- Kręcz szyi
- Łagodne urazy spowodowane szarpnięciem - lekkie skręcenie
- Choroba zwyrodnieniowa stawów w obrębie kręgosłupa szyjnego
- Zespół opadającej głowy
- Stany pooperacyjne
- Rehabilitacja po noszeniu sztywnego kołnierza ortopedycznego

### Dane techniczne:

Nazwa ortozy	Kołnierz ortopedyczny miękki Ortel C1 Classic
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar I:Wysokość: 8/10 cmObwód w pasie: 28-33 cmRozmiar II:Wysokość: 8/10 cmObwód w pasie: 34-39 cmRozmiar III:Wysokość: 8/10

	cmObwód w pasie: 40-46 cm produkt nierefundowany
Kod refundacji NFZ	
Kolor	

### Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Nie

Części ciała: Szyja

### Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - wysokość 8/10 cm - obwód w pasie 28-33 cm, Rozmiar II - wysokość 8/10 cm - obwód w pasie 34-39 cm, Rozmiar III - wysokość 8/10 cm - obwód w pasie 40-46 cm