

## Kołnierz ortopedyczny na szyję Ortel C1 Anatomic



### Opis produktu:

Miękki kołnierz szyjny Ortel C1 Anatomic jest wygodnym rozwiązaniem stabilizującym kręgi szyjne. Ukształtowany anatomicznie w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych. Ten kołnierz szyjny jest dostępny w 3 różnych wysokościach.

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

## Kołnierz ortopedyczny na szyję Ortel C1 Anatomic

Kołnierz na szyję to proste rozwiązanie zmniejszające dolegliwości bólowe związane ze sztywnym lub obolałym karkiem i/lub urazem kręgosłupa szyjnego. Ten anatomicznie ukształtowany kołnierz zapewnia wygodne podparcie kręgosłupa szyjnego, nie powodując uczucia ściskania. Kołnierz może być noszony w ciągu dnia i w nocy.

### Zalety lekkiego, anatomicznego kołnierza ortopedycznego Ortel C1 Anatomic

- Kołnierz zapewnia elastyczne wsparcie dzięki wykorzystaniu kompaktowej pianki wspierającej o anatomicznym kształcie
- Duża wygoda: kołnierz zawiera zdejmowany, nadający się do prania pokrowiec
- Wysoka stabilność dzięki precyzyjnej regulacji na rzepy

### Wskazania do użycia kołnierza miękkiego Ortel

- Kręcz szyi
- Łagodne skręcenia
- Artretyzm w obrębie kręgosłupa szyjnego

### Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Ortel C1 Anatomic
Pomiar	

Wymiary	Rozmiar I:Wysokość: 7,5/9/11 cmObwód w pasie: 28-33 cmRozmiar II:Wysokość: 7,5/9/11 cmObwód w pasie: 34-39 cmRozmiar III:Wysokość: 7,5/9/11 cmObwód w pasie: 40-46 cm
Kod refundacji NFZ	produkt nierefundowany
Kolor	

**Informacje:**

Produkt refundowany NFZ: Nie  
Części ciała: Szyja

**Model:**

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - wysokość 7,5/9/11 cm - obwód w pasie 28-33 cm, Rozmiar II - wysokość 7,5/9/11 cm - obwód w pasie 34-39 cm, Rozmiar III - wysokość 7,5/9/11 cm - obwód w pasie 40-46 cm  
Opieka nad pacjentem - kolory: Beżowy, Granatowy