

Kołnierz półsztywny Ortel C2 Plus



Opis produktu:

Orteza szyi Ortel C2 Plus zwiększająca wsparcie dzięki półsztywnej strukturze wewnętrznej. Oddychająca i lekka konstrukcja zapewniająca optymalny komfort.

Prosimy o wpisanie wybranej wysokości kołnierza w uwagach do zamówienia.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Kołnierz półsztywny Ortel C2 Plus

Półsztywna orteza szyjna Ortel C2 marki Thuasne to miękka na zewnątrz orteza szyjna, która zawiera wytrzymały, ruchomy rdzeń z tworzywa sztucznego. Dzięki zintegrowanemu plastikowemu rdzeniowi oferuje on większe podparcie niż jego młodszy brat, kołnierz Ortel C1 Anatomic.

Ortel C2 może być noszony zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, aby wspierać kręgosłup szyjny (stawy szyjne). Pokrowiec wokół kołnierza można prać oddzielnie, co z pewnością zwiększa wygodę użytkowania.

Orteza szyi jest anatomicznie ukształtowana, co zapewnia wygodne dopasowanie, a zapięcie na rzepy sprawia, że kołnierz jest łatwy w użyciu i regulacji.

Zalety półsztywnego kołnierza ortopedycznego Ortel C2 Plus

- Półsztywne wsparcie: półsztywna struktura wewnętrzna pokryta kompaktową pianką wspierającą
- Wygoda: kołnierz posiada zdejmowany, nadający się do prania pokrowiec
- Wysoka stabilność dzięki precyzyjnej regulacji na rzepy
- Anatomiczny kształt

Wskazania do użycia kołnierza półsztywnego Ortel

- Łagodne skręcenia
- Kręcz szyi
- Neuralgia szyjno-barkowa

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Ortel C2 Plus
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar I:Wysokość: 7,5/9/11 cmObwód w pasie: 28-33 cmRozmiar II:Wysokość: 7,5/9/11 cmObwód w pasie: 34-39 cmRozmiar III:Wysokość: 7,5/9/11 cmObwód w pasie: 40-46 cm
Kod refundacji NFZ	M. 062
Kolor	

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Szyja

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - wysokość 7,5/9/11 cm - obwód w pasie 28-33 cm, Rozmiar II - wysokość 7,5/9/11 cm - obwód w pasie 34-39 cm, Rozmiar III - wysokość 7,5/9/11 cm - obwód w pasie 40-46 cm
Opieka nad pacjentem - kolory: Beżowy, Granatowy