

Kołnierz szyjny Ortel C1 Junior



Opis produktu:

Ortel C1 Junior to lekki kołnierz szyjny przeznaczony specjalnie dla dzieci. Kołnierz dla dzieci zapewnia przeciwbólowe wsparcie kręgosłupa szyjnego i jest zalecany do krótkotrwałego stosowania.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Kołnierz półsztywny Ortel C1 Junior

Kolor granatowy, rozmiar pojedynczy, pasuje na szyję o obwodzie 24-27 cm. Posiada wyjmowane sztywne wzmocnienie, które w razie potrzeby zapewnia dodatkowe wsparcie. Można je zdjąć podczas procesu rehabilitacji/leczenia, aby w razie potrzeby uzyskać bardziej miękkie, mniej sztywne wsparcie. Łatwe zakładanie, regulacja i zdejmowanie za pomocą paska zapinanego na rzepy. Miękka wyściółka z pianki zapewnia wygodne dopasowanie. Należy prać ręcznie i suszyć na powietrzu, aby przedłużyć żywotność kołnierza.

Zalety półsztywnego kołnierza szyjnego Ortel C1 Junior

- Lekki kołnierz szyjny zaprojektowany specjalnie dla dzieci
- Wygodny w noszeniu
- Wyposażony w miękką wyściółkę z pianki z wyjmowanym sztywnym panelem wzmocniającym
- Zapewnia wsparcie przeciwbólowe dla kręgosłupa szyjnego
- Łatwy w zakładaniu, regulacji i zdejmowaniu dzięki paskowi zapinanemu na rzepy
- Rozmiar pojedynczy - pasuje na szyję o obwodzie 24-27 cm

Wskazania do użycia kołnierza Ortel

- Urazy kręgosłupa szyjnego
- Ból kręgosłupa szyjnego
- Ból szyi
- Urazy szyi

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Ortel C1 Junior
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar:Wysokość: 6 cmObwód w pasie: 24-27 cm
Kod refundacji NFZ	M. 062
Kolor	

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Szyja

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar
- wysokość 6 cm - obwód w pasie 24-27 cm