

## Kołnierz ortopedyczny sztywny Ortel C3



### Opis produktu:

#### Zalety sztywnego kołnierza szyjnego Ortel C3

- Sztywna struktura z perforowanego polietylenu zapewnia wzmocnione wsparcie
- Duża wygoda dzięki wyściółce na krawędziach, które mają kontakt ze skórą; perforacjom dla lepszej wentylacji, podparciom podbródka
- Dopasowanie do budowy ciała: regulowana wysokość od 9 do 13 cm
- Dostępny w trzech różnych rozmiarach

#### Wskazania do użycia kołnierza Ortel

- Łagodne i umiarkowane skręcenia
- Neuralgia szyjno-barkowa
- Artretyzm w obszarze kręgosłupa szyjnego

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

## Kołnierz ortopedyczny sztywny Ortel C3

Urazy kręgosłupa szyjnego mogą powodować ból i dyskomfort, których nie można ignorować. Sztywny kołnierz szyjny Ortel C3 marki Thuasne zapewnia stabilne podparcie szyi, zmniejszając jej niestabilność, a tym samym ból. W przeciwieństwie do innych ortez, kołnierz Ortel C3 jest anatomicznie zaprojektowany i posiada miękko wyściełane brzegi w miejscach kontaktu ze skórą, co zapewnia najwyższy komfort.

### Perforowana konstrukcja

Sztywny kołnierz C3 posiada perforację, która poprawia cyrkulację powietrza i komfort. Dzięki temu kołnierz nie jest nieprzyjemnie gorący w kontakcie ze skórą i można go nosić przez dłuższy czas.

### Regulowana wysokość

Wysokość sztywnej podpórki pod szyję Thuasne można regulować w zakresie od 9 cm do 13 cm, w zależności od długości szyi.

## Dane techniczne:

|                    |   |
|--------------------|---|
| Nazwa ortezy       | Ortel C3  |
| Pomiar             |   |
| Wymiary            | Rozmiar I:Wysokość: 9-13 cmObwód w pasie: 28-33 cm<br>Rozmiar II:Wysokość: 9-13 cmObwód w pasie 34-39 cm<br>Rozmiar III:Wysokość: 9-13 cmObwód w pasie 40-46 cm |
| Kod refundacji NFZ | M. 061  |
| Kolor              |   |

## Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak  
Części ciała: Szyja

## Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - wysokość 9-13 cm - obwód 28-33 cm, Rozmiar II - wysokość 9-13 cm - obwód 34-39 cm, Rozmiar III - wysokość 9-13 cm - obwód 40-46 cm