



## Sztywny kołnierz ortopedyczny Ortel C4 Rigid

### Opis produktu:

Sztywny kołnierz szyjny Ortel C4 Rigid, zaprojektowany z myślą o osobach po ciężkich urazach, wypadkach, ze złamaniami bez przemieszczenia kręgosłupa szyjnego lub ze skręceniami.

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

## Sztywny kołnierz ortopedyczny Ortel C4 Rigid

### Zalety sztywnego kołnierza szyjnego Ortel C4 Rigid

- Wzmocnione wsparcie: 4 punkty podparcia (podparcie podbródka i mostka w przedniej łusce, wysokie podparcie potylicy i odcinka grzbietowego w tylnej łusce)
- Duża wygoda dzięki dwóm anatomicznie ukształtowanym łuskom z hipoalergicznnej pianki
- Otwór na wysokości tchawicy

### Wskazania do użycia kołnierza Ortel

- Całkowite unieruchomienie po poważnych urazach szyi
- Unieruchomienie pooperacyjne
- Poważne skręcenia kręgosłupa szyjnego

### Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Ortel C4 Rigid
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar I:Wysokość: 8,5 cmObwód: 25,5-33 cm Rozmiar II:Wysokość: 8,5 cmObwód: 33,5-40 cm Rozmiar III:Wysokość: 8,5 cmObwód: 40,5-48 cm
Kod refundacji NFZ	M. 061

Kolor	□□
-------	----

### Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak  
Części ciała: Szyja

### Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - wysokość 8,5 cm - obwód 25,5-33 cm, Rozmiar II - wysokość 8,5 cm - obwód 33,5-40 cm, Rozmiar III - wysokość 8,5 cm - obwód 40,5-48 cm