

Sztywny kołnierz ortopedyczny na szyję Ortel C4 Vario



Opis produktu:

Sztywny kołnierz szyjny Ortel C4 Vario działa leczniczo na złamania i zwichnięcia kręgosłupa, funkcjonując w aż czterech jego odcinkach.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Sztywny kołnierz ortopedyczny na szyję Ortel C4 Vario

Zalety sztywnego kołnierza szyjnego Ortel C4 Vario

- Wzmocnione wsparcie: 4 punkty podparcia (podparcie podbródka i mostka w przedniej łusce, wysokie podparcie potylicy i odcinka grzbietowego w tylnej łusce)
- Wygoda: możliwość wyjęcia i uprania wkładki piankowej
- Otwór na wysokości tchawicy
- Dopasowanie do budowy ciała: wysokość regulowana od 9 do 16 cm

Wskazania do użycia kołnierza Ortel

- Stany urazowe: skręcenie, unieruchomienie pooperacyjne
- Stany degeneracyjne: artretyzm w obrębie kręgosłupa szyjnego

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Ortel C4 Vario
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar:Wysokość: 9-16 cmObwód: 31-48 cm
Kod refundacji NFZ	M. 061
Kolor	o

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Szyja

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar
- wysokość 9-16 cm - obwód 31-48 cm