



Stabilizator obojczyka Ligaflex Junior

Opis produktu:

Unieruchamiający pas obojczykowy Ligaflex.

- Grzbietowa piankowa wkładka zapewnia optymalny komfort i pomaga uniknąć otarć
- Zapewnia bezpieczne unieruchomienie w przypadku złamań obojczyka i wad postawy
- Przegubowe klamry zapewniają anatomiczne i indywidualne dopasowanie do każdego pacjenta
- System cięcia umożliwiający dostosowanie pasków do rozmiaru pacjenta

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Stabilizator obojczyka Ligaflex

Złamania obojczyka zdarzają się bardzo często i dotyczą wielu osób, od sportowców po osoby starsze. Pas obojczykowy Ligaflex marki Thuasne został zaprojektowany w celu podparcia obojczyka i jego okolic po złamaniu, aby przyspieszyć powrót do zdrowia. Pas może być również stosowany do korygowania wad postawy, ponieważ pomaga unieruchomić górną część pleców.

Optymalny komfort

Pasy obojczykowe Ligaflex są wyposażone w grzbietową piankową wkładkę, która optymalizuje poziom komfortu użytkownika. Podkładka ta chroni również skórę przed otarciami i podrażnieniami.

Wskazania

- Złamanie obojczyka z lub bez przemieszczenia

Cechy charakterystyczne

- Możliwość dostosowania do swoich potrzeb: rozmiar uniwersalny z możliwością przycięcia pasków celem dopasowania do budowy ciała
- Duża wygoda dzięki piankowej poduszce łączącej na plecach i pikowanym paskom
- Łatwość dopasowania za sprawą zapięć na sprzączki

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Ligaflex
Wymiary	Rozmiar:uniwersalny (szerokość ramion 34 cm)
Kod refundacji NFZ	produkt nierefundowany
Kolor	

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Bark / Łokieć

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar:
uniwersalny