

Opaska na łokieć golfisty Epi-Med Pro Master



Opis produktu:

Profilaktyczna, sztywna opaska ramieniowa z silikonowymi wstawkami Epi-Med Pro Master.

- Używana do leczenia zapalenia nadkłykcia przyśrodkowego lub bocznego
- Sztywna opaska z podwójnymi punktami ucisku
- Opaska jest regulowana za pomocą zapięcia na rzepy

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Opaska na łokieć golfisty Epi-Med Pro Master

Ponieważ łokieć tenisisty i golfisty może powodować stany zapalne w danym obszarze, regulowane wkładki mogą być szczególnie przydatne, aby dostosować się do opuchlizny. Opaska na łokieć Epi-Med Pro Master ma regulowaną konstrukcję dzięki zapięciu na rzepy. Dzięki silikonowym wkładkom opaska Epi-Med jest sztywna i ma podwójne punkty ucisku, co zapewnia maksymalne wsparcie.

Wskazania

- Schorzenia zapalne (zapobieganie nawrotom)
- Zapalenia ścięgien w rejonie nadkłykcia bocznego ("łokieć tenisisty")
- Zapalenia ścięgien w rejonie nadkłykcia przyśrodkowego ("łokieć golfisty")

Cechy charakterystyczne

- Duża wygoda: silikonowe wkładki dla ukierunkowanego podwójnego nacisku wokół nadkłykcia i wkładki dodatkowe (Flexi Pads) umożliwiające regulację nacisku
- Łatwe dopasowanie dzięki naciskowi za pomocą systemu rzepów ze wskaźnikiem siły

kompresji

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Epi-Med Pro Master
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar XS:Szerokość: 8 cmObwód przedramienia: 22-23 cmRozmiar S:Szerokość: 8 cmObwód przedramienia: 24-25 cmRozmiar M:Szerokość: 8 cmObwód przedramienia: 26-27 cmRozmiar L:Szerokość: 8 cmObwód przedramienia: 28-30 cmRozmiar XL:Szerokość: 8 cmObwód przedramienia: 31-34 cm
Kod refundacji NFZ	produkt nierefundowany
Kolor	

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Nie
Części ciała: Bark / Łokieć

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar XS - szerokość: 8 cm - obwód przedramienia: 22-23 cm, Rozmiar S - szerokość: 8 cm - obwód przedramienia: 24-25 cm, Rozmiar M - szerokość: 8 cm - obwód przedramienia: 26-27 cm, Rozmiar L - szerokość: 8 cm - obwód przedramienia: 28-30 cm, Rozmiar XL - szerokość: 8 cm - obwód przedramienia: 31-34 cm