

Orteza na łokieć tenisisty Condylex

Opis produktu:

Półsztywna orteza na łokieć tenisisty Epi-Med Pro Master.



- Używana do leczenia zapalenia nadkłykcia przyśrodkowego lub bocznego
- Sztywna opaska z podwójnymi punktami ucisku
- Opaska jest regulowana za pomocą zapięcia na rzepy

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Orteza na łokieć tenisisty Condylex

Bandaż na łokieć tenisisty, z piankową wyściółką antywibracyjną i wygodnym paskiem blokującym. Można go używać podczas uprawiania sportu lub w pracy.

Wskazania

- Leczenie stanów zapalnych ścięgien w rejonie nadkłykcia bocznego lub przyśrodkowego (łokieć tenisisty/łokieć golfisty)
- Zapobieganie nawrotom stanów patologicznych ścięgien w rejonie łokcia
- Wsparcie w ponownym podejmowaniu aktywności fizycznej

Cechy charakterystyczne

- Wygoda dzięki wewnętrznej piance tłumiącej wibracje
- Łatwe dopasowanie: dostosowanie nacisku za pomocą systemu rzepów

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Condylex
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar I:Szerokość: 8 cm Obwód przedramienia: 22-26 cm Rozmiar II:Szerokość: 8 cm Obwód przedramienia: 27-32 cm

Kod refundacji NFZ	produkt nierefundowany
Kolor	

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Nie
Części ciała: Bark / Łokieć

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar
I - szerokość: 8 cm - obwód przedramienia: 22-26
cm, Rozmiar II - szerokość: 8 cm - obwód
przedramienia: 27-32 cm