

## Orteza na nadgarstek Ligaflex Classic



### Opis produktu:

Orteza unieruchamiająca nadgarstek Ligaflex Classic marki Thuasne.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Orteza na nadgarstek Ligaflex Classic

Znalezienie stabilnej, ale wygodnej ortezy na nadgarstek może być trudne, a przymierzanie niezliczonej ich ilości nie jest najlepszym pomysłem na spędzanie wolnego czasu. Orteza na nadgarstek Ligaflex Classic od Thuasne zapewnia mocne unieruchomienie, a jednocześnie ma anatomiczny kształt i wygodny dociąg dłoniowy.

### Wskazania

- Skręcenie nadgarstka
- Niewymagające operacji złamania nadgarstka
- Unieruchomienie nadgarstka po operacji lub urazie
- Patologie w obrębie ścięgien nadgarstkowych
- Zapalenie ścięgien w rejonie nadkłykcia bocznego ("łokiec tenisisty")
- Artretyzm reumatoidalny
- Choroba zwyrodnieniowa stawów w obrębie nadgarstka
- **Pacjenci docelowi:** pacjenci bez obrzęków

## Cechy charakterystyczne

- Całkowite unieruchomienie stawu: wygodny, sztywny dociąg dłoniowy o anatomicznym kształcie
- Wygoda: lekka, oddychająca dzianina typu 3D, przeznaczona do długotrwałego noszenia

## Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Ligaflex Classic
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar I:Obwód nadgarstka: 10-13 cm Rozmiar II:Obwód nadgarstka: 13-15cm Rozmiar III:Obwód nadgarstka: 15,5-17,5 cm Rozmiar IV:Obwód nadgarstka: 18-20 cm Rozmiar V:Obwód nadgarstka: 20,5-23cm
Kod refundacji NFZ	L. 048
Kolor	

## Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak  
Części ciała: Nadgarstek / kciuk

## Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - obwód nadgarstka: 10-13 cm, Rozmiar II - obwód nadgarstka: 13-15 cm, Rozmiar III - obwód nadgarstka: 15,5-17,5 cm, Rozmiar IV - obwód nadgarstka: 18-20 cm, Rozmiar V - obwód nadgarstka: 20,5-23 cm  
Opieka nad pacjentem - kolory: Czarny, Beżowy  
Opieka nad pacjentem - model: Lewy, Prawy