



Otwarta orteza na nadgarstek Ligaflex Classic Open

Opis produktu:

Orteza unieruchamiająca nadgarstek Ligaflex Classic marki Thuasne.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Otwarta orteza na nadgarstek Ligaflex Classic Open

Znalezienie stabilnej, ale wygodnej ortezy na nadgarstek może być trudne, a przymierzanie niezliczonej ich ilości nie jest najlepszym pomysłem na spędzanie wolnego czasu. Orteza na nadgarstek Ligaflex Classic od Thuasne zapewnia mocne unieruchomienie, a jednocześnie ma anatomiczny kształt i wygodny dociąg dłoniowy.

Wskazania

- Skręcenie nadgarstka
- Niewymagające operacji złamania nadgarstka
- Unieruchomienie nadgarstka po operacji lub urazie
- Patologie w obrębie ścięgien nadgarstkowych
- Leczenie zachowawcze zespołu cieśni nadgarstkowej
- Zapalenie ścięgien w rejonie nadkłykcia bocznego ("łokieć tenisisty")
- Artretyzm reumatoidalny
- Choroba zwyrodnieniowa stawów w obrębie nadgarstka
- **Pacjenci docelowi:** pacjenci z obrzękiem

Cechy charakterystyczne

- Całkowite unieruchomienie stawu: wygodny, sztywny dociąg dłoniowy o anatomicznym kształcie
- Wygoda: lekka, oddychająca dzianina typu 3D, przeznaczona do długotrwałego noszenia
- Łatwe dopasowanie i zdejmowanie: orteza w pełni otwarta

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Ligaflex Classic Open
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar I:Obwód nadgarstka: 13-17 cmRozmiar II:Obwód nadgarstka: 17-23 cm
Kod refundacji NFZ	L. 047
Kolor	

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Nadgarstek / kciuk

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - obwód nadgarstka: 13-17 cm, Rozmiar II - obwód nadgarstka: 17-23 cm