

Pessar grzybkowy GELLHORN

Opis produktu:

Pessaroterapia stanowi jedną z nieoperacyjnych metod leczenia nietrzymania moczu oraz wypadania narządów miednicy.

Pessar, jako produkt higieniczny, po rozpakowaniu **nie podlega zwrotowi**.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Pessary grzybkowe

Pessary Gellhorn z perofracją są stosowane przede wszystkim w leczeniu **cystocele, rectocele** oraz **wypadania macicy drugiego lub trzeciego stopnia**. Trzpień pessara z okrągłym zakończeniem można łatwo złożyć, aby ułatwić zakładanie i wyjmowanie.

Specyfikacja:

- Materiał: silikon medyczny
- Sznurek: tak
- Rozmiary w zestawie: 1,5 - 3,75 cala
- Produkt medyczny: tak

Wymiar y [cale]	1.5"	1.75"	2.00"	2.25"	2.50"	2.75"	3.00"	3.25"	3.5"	3.75"
Wymiar y [mm]	38.1	44.45	50.8	57.15	65	70	76.2	82.55	88.9	95.25
SKU	Gd#0	Gd#1	Gd#2	Gd#3	Gd#4	Gd#5	Gd#6	Gd#7	Gd#8	Gd#9

Informacje:

Kategoria: Fizjoterapia uroginekologiczna

Opcje produktu:

Pessary - rozmiar cale: 1.75" - 44,45 mm, 2.00" - 50,80 mm, 2.50" - 65,00 mm , 2.75" - 70,00 mm,

3.00" - 76,20 mm, 3.25" - 82,55 mm, 3.50" -
88,90 mm, 1.50" - 38,10 mm

Pessar grzybkowy - typ: Z perforacją, Z krótką
nóżką i perforacją