



Orteza na nadgarstek z systemem szybkiego wiązania Ligaflex Pro

Opis produktu:

Orteza na nadgarstek z systemem szybkiego wiązania Ligaflex Pro.

- System szybkiego sznurowania umożliwia sprawne zakładanie ortezy
- Lekka i oddychająca tkanina 3D z mikrowentylacją
- Anatomiczna, dopasowująca się szyna masuje dłoń
- Miękka tkanina chroni skórę przed podrażnieniami

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Orteza na nadgarstek z systemem szybkiego wiązania Ligaflex Pro

Jeśli doznałeś urazu nadgarstka lub cierpisz na osłabiające go schorzenie, priorytetem jest zapewnienie ochrony temu obszarowi, aby mógł się prawidłowo goić. Orteza na nadgarstek Ligaflex Pro została wykonana z miękkiego materiału, dzięki czemu nie powoduje podrażnień. Dopasowuje się do ciała i masuje dłoń, zapewniając dodatkowy komfort.

System szybkiego sznurowania

Dzięki systemowi szybkiego sznurowania ortezę można błyskawicznie założyć na nadgarstek. Minęły już czasy, kiedy trzeba było ręcznie regulować każdy pasek; zamiast tego, ortezę można regulować po prostu pociągając za sznurówki.

Wskazania

- Skręcenie nadgarstka
- Niewymagające operacji złamania nadgarstka
- Unieruchomienie nadgarstka po operacji lub urazie
- Patologie w obrębie ścięgien nadgarstkowych
- Leczenie zachowawcze zespołu cieśni nadgarstkowej
- Zapalenie ścięgien w rejonie nadkłykcia bocznego ("łokieć tenisisty")
- Artretyzm reumatoidalny
- Choroba zwyrodnieniowa stawów w obrębie nadgarstka

Cechy charakterystyczne

- Łatwość i szybkość zakładania dzięki systemowi szybkiego wiązania
- Mocne wsparcie: wygodny dociąg po wewnętrznej stronie dłoni
- Wygoda i oddychalność: miękka ochronna podszewka z tkaniny jersey i oddychający splot typu 3D

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Ligaflex Pro
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar I:Obwód nadgarstka: 13-17 cmRozmiar II:Obwód nadgarstka: 17-23 cm
Kod refundacji NFZ	L. 048
Kolor	

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Nadgarstek / kciuk

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar II - obwód nadgarstka: 17-23 cm, Rozmiar I - obwód nadgarstka: 13-17 cm