



Orteza nadgarstka Ligaflex Action

Opis produktu:

Orteza nadgarstka Ligaflex Action.

- Regulowany ucisk dzięki odpinanym, elastycznym, dopasowującym się do kształtu ciała paskom
- Anatomiczna konstrukcja zapewnia duży ucisk
- Silikonowa wkładka wygodnie chroni kłykieć łokciowy
- Zdejmowana szyna dłoniowa umożliwiającą bardziej aktywny ruch

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Orteza nadgarstka Ligaflex Action

Orteza przeznaczona jest dla ludzi podatnych na urazy lub schorzenia nadgarstka, którzy chcą pozostać aktywni fizycznie. Orteza Ligaflex Action posiada wyjmowany dociąg dłoniowy, dzięki któremu można wykonywać bardziej energiczne ruchy.

Orteza idealna dla osób aktywnych

Orteza Ligaflex Action, zaprojektowana bez dodatkowego materiału w otworze na kciuk, jest idealna dla osób, które muszą używać kciuków i palców podczas uprawiania sportu. Orteza zapewnia również regulację ucisku, ponieważ jej elastyczne, anatomiczne taśmy można zdejmować. Jest to przydatne, jeśli zachodzi potrzeba ucisku w danym obszarze tylko przez część czasu noszenia ortezy nadgarstka.

Wskazania

- Skręcenie nadgarstka
- Utrzymujący się ból lub obrzęk pooperacyjny/pourazowy
- Patologie w obrębie ścięgien nadgarstkowych
- Choroba zwyrodnieniowa stawów w obrębie nadgarstka

Cechy charakterystyczne

- Wygodny dociąg dłoniowy z możliwością usunięcia
- Propriocepcja: uciskowy splot i możliwy do usunięcia pasek do zwiększania nacisku w

obszarze bólu

- Wygoda dzięki silikonowej wkładce na kłykciu łokciowym. Elastyczny, anatomiczny splot
- Brak dodatkowego materiału w otworze na kciuk
- Dostępna w sześciu różnych rozmiarach, dzięki czemu każdy może znaleźć dla siebie odpowiednią ortezę
- Różne modele dla lewej i prawej ręki

Dane techniczne:

Nazwa ortozy	Ligaflex Action
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar I:Obwód nadgarstka: 14-15 cmRozmiar II:Obwód nadgarstka: 15-16 cmRozmiar III:Obwód nadgarstka: 16-17 cmRozmiar IV:Obwód nadgarstka: 17-18 cmRozmiar V:Obwód nadgarstka: 18-19 cmRozmiar VI:Obwód nadgarstka: 19-20 cm
Kod refundacji NFZ	L. 047
Kolor	

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Nadgarstek / kciuk

Model:

Opieka nad pacjentem - ortozy rozmiar: Rozmiar I - obwód nadgarstka: 14-15 cm, Rozmiar II - obwód nadgarstka: 15-16 cm, Rozmiar III - obwód nadgarstka: 16-17 cm, Rozmiar IV - obwód nadgarstka: 17-18 cm, Rozmiar V - obwód nadgarstka: 18-19 cm, Rozmiar VI - obwód nadgarstka: 19-20 cm
Opieka nad pacjentem - model: Lewy, Prawy