



Orteza na nadgarstek przy cieśni Ligaflex Immo

Opis produktu:

Modularna orteza na Ligaflex Immo do unieruchomienia nadgarstka z możliwością ustawienia wymaganego kąta zgięcia.

- Antybakteryjna dzianina 3D odprowadzająca wilgoć
- Większa długość dla lepszego unieruchomienia
- Przyjazna dla promieniowania rentgenowskiego dzięki osłonom przepuszczającym promieniowanie radiowe
- Zapewnia stabilizację zarówno nadgarstka, jak i przedramienia

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Orteza na nadgarstek przy cieśni Ligaflex Immo

Orteza przeznaczona dla osób z urazami dużych powierzchni nadgarstka i przedramienia. Ligaflex Immo ma większą długość (ok. 24 cm) niż standardowe ortezy, przez co zapewnia większe unieruchomienie stabilizujące nadgarstek, jak również górną część przedramienia.

Odprowadzanie wilgoci

Długotrwałe noszenie ortezy może prowadzić do gromadzenia się potu pod materiałem, co może powodować nieprzyjemny zapach ortezy. Orteza Ligaflex Immo, wykonana z antybakteryjnej dzianiny 3D, pomaga odprowadzać wilgoć, zapewniając komfort podczas użytkowania.

Większa długość

Wiele schorzeń nadgarstka występuje jednocześnie lub w połączeniu z urazami górnej części przedramienia, jednak większość dostępnych na rynku ortez nadgarstka jest zbyt mała, aby poradzić sobie z obydwojema tymi problemami. Większa długość ortezy Ligaflex zapewnia unieruchomienie zarówno nadgarstka, jak i przedramienia przez cały czas, co oznacza, że może ona skutecznie leczyć wiele różnych schorzeń.

Wskazania

- Skręcenie nadgarstka
- Niewymagające operacji złamania nadgarstka
- Niewymagające operacji złamania kości łódeczkowatej
- Unieruchomienie nadgarstka po operacji lub urazie
- Patologie w obrębie ścięgien nadgarstkowych
- Leczenie zachowawcze zespołu cieśni nadgarstkowej
- Zapalenie ścięgien w rejonie nadkłykcia bocznego ("łokieć tenisisty")
- Artretyzm reumatoidalny
- Choroba zwyrodnieniowa stawów w obrębie nadgarstka
- Upośledzenia nerwowo-mięśniowe (przykurcze, opadająca dłoń, spastyczność itd

Cechy charakterystyczne

- Całkowite unieruchomienie pod wybranym kątem dzięki dociągom po wewnętrznej i grzbietowej stronie dłoni oraz zestawie dodatkowych dociągów
- Możliwość unieruchomienia w pozycji zgiętej lub zgiętej z nachyleniem łokcia
- Wygoda za sprawą lekkiego i oddychającego splotu trójwymiarowego przeznaczonego do długotrwałego noszenia
- Łatwość dopasowania dzięki licznym paskom
- Lekki i oddychający spłot typu 3D nadający się do długotrwałego użytkowania
- Dwa modele: lewy i prawy

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Ligaflex Immo
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar I:Obwód nadgarstka: 13-15 cm Rozmiar II:Obwód nadgarstka: 15,5-17,5 cm Rozmiar III:Obwód nadgarstka: 18-20 cm Rozmiar IV:Obwód nadgarstka: 20,5-23 cm
Kod refundacji NFZ	L. 048
Kolor	

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Nadgarstek / kciuk

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - obwód nadgarstka: 13-15 cm, Rozmiar II - obwód nadgarstka: 15,5-17,5 cm, Rozmiar III - obwód nadgarstka: 18-20 cm, Rozmiar IV - obwód nadgarstka: 20,5-23 cm
Opieka nad pacjentem - model: Lewy, Prawy