

Orteza na zespół cieśni nadgarstka Ligaflex Pro Plus



Opis produktu:

Orteza unieruchamiająca nadgarstek i kciuk z systemem szybkiego wiązania.

- Lekki i oddychający materiał 3D
- Regulowany usztywniacz kciuka z elastycznym paskiem na rzepy
- Łatwy w użyciu system szybkiego sznurowania
- Miękki materiał chroniący skórę przed podrażnieniami

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Orteza na zespół cieśni nadgarstka Ligaflex Pro Plus

W ortezie unieruchamiającej nadgarstek i kciuk Ligaflex Pro Plus zastosowano system szybkiego wiązania, dzięki któremu można szybko i łatwo dopasować ortezę do nadgarstka.

Lekka tkanina

Orteza Ligaflex Pro Plus została stworzona z myślą o komforcie użytkownika, dlatego jest wykonana z miękkiego materiału, który chroni skórę przed podrażnieniami. Opaska na nadgarstek jest również wykonana z materiału 3D z mikrootworami, co oznacza, że jest lekka i oddychająca. Pozwala to na noszenie ortezy przez dłuższy czas bez uczucia dyskomfortu. Orteza posiada anatomiczną, dopasowującą się szynę, która zarówno unieruchamia nadgarstek, jak i zapewnia wygodę. Dzięki systemowi szybkiego wiązania zakładanie i zdejmowanie ortezy na nadgarstek wymaga minimalnego wysiłku - wystarczy naciągnąć lub poluzować sznurowadła za jednym razem.

Regulowana szyna na kciuk

Ligaflex Pro Plus został wyposażony w regulowaną szynę na kciuk, która dodatkowo unieruchamia

ten obszar. Dzięki elastycznemu paskowi z rzepem, dopasowanie ortezy można regulować w zależności od tego, jak ciasno ma być założona.

Wskazania

- Skręcenie nadgarstka
- Skręcenie kciuka
- Niewymagające operacji złamanie kości łódeczkowatej
- Niewymagające operacji złamania nadgarstka
- Unieruchomienie nadgarstka/kciuka po urazie lub operacji
- Stany zapalne ścięgien w obrębie nadgarstka lub kciuka
- Zapalenie pochewek ścięgnistych (zespół De Quervaina)
- Artretyzm reumatoidalny
- Zapalenie ścięgien w rejonie nadkłykcia bocznego ("łokieć tenisisty")
- Leczenie zachowawcze zespołu cieśni nadgarstkowej
- Choroba zwyrodnieniowa stawów w obszarze nadgarstka/kciuka
- Upośledzenia nerwowo-mięśniowe (przykurcze, opadająca dłoń, spastyczność itd

Cechy charakterystyczne

- Orteza jest łatwa i szybka w założeniu dzięki systemowi szybkiego wiązania
- Mocne podparcie dla kciuka i nadgarstka za sprawą dwóch dopasowanych stalek po wewnętrznej stronie dłoni, działanie masujące dłoni
- Duża wygoda i oddychalność dzięki miękkiej, ochronnej podszewce z tkaniny jersey i oddychającemu splotowi typu 3D
- Dwa modele: lewy i prawy

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Ligaflex Pro+
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar I:Obwód nadgarstka: 13-15 cmRozmiar II:Obwód nadgarstka: 15,5-17,5 cmRozmiar III:Obwód nadgarstka: 18-20 cmRozmiar IV:Obwód nadgarstka: 20,5-23 cm
Kod refundacji NFZ	L. 048
Kolor	

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Nadgarstek / kciuk

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - obwód nadgarstka: 13-15 cm, Rozmiar II - obwód nadgarstka: 15,5-17,5 cm, Rozmiar III - obwód nadgarstka: 18-20 cm, Rozmiar IV - obwód nadgarstka: 20,5-23 cm
Opieka nad pacjentem - model: Lewy, Prawy

