

Orteza kciuka Ligaflex Rhizo



Opis produktu:

Statyczna orteza kciuka utrzymująca pozycję łagodzącą ból.

- Otwór w miejscu kciuka zapobiega niepożądanemu uciskowi w tym obszarze
- Utrzymuje zakres ruchu nadgarstka i umożliwia ruchy chwytne
- Opatentowana druciana rama kciuka unieruchamiająca staw
- Lekka, antybakteryjna dzianina 3D odprowadzająca wilgoć

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Orteza kciuka Ligaflex Rhizo

Orteza kciukowa Ligaflex Rhizo wykorzystuje metalową ramkę, która unieruchamia staw nadgarstka. Orteza zapewnia ruchomość nadgarstka i umożliwia ruchy chwytne, dzięki czemu ruch nie jest ograniczony.

Otwór w miejscu kciuka

Orteza Rhizo została zaprojektowana z otworem w miejscu kciuka. Zapobiega to uciskowi w tym miejscu, co jest ważne w tak wrażliwej części dłoni. Otwór pozwala również na stosunkowo swobodne poruszanie kciukiem, co jest istotne przy wykonywaniu codziennych czynności i zadań.

Wskazania

- Unieruchomienie w przypadku bólu lub urazu kciuka
- Unieruchomienie pooperacyjne
- Choroba zwyrodnieniowa stawów w obrębie kciuka (włącznie z ryzartrozą)

Cechy charakterystyczne

- Unieruchomienie w pozbawionej bólu pozycji dzięki metalowej ramce
- Wygoda za sprawą otworu w miejscu kciuka zapobiegającemu jakimkolwiek uciskowi w obszarze bólu
- Orteza zapewnia swobodę ruchu. Pozwala na chwytanie i nie ogranicza ruchomości nadgarstka

- Dwa modele: lewy i prawy

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Ligaflex Rhizo
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar I:Obwód nadgarstka: 13-15 cmRozmiar II:Obwód nadgarstka: 17-23 cm
Kod refundacji NFZ	L. 047
Kolor	

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Nadgarstek / kciuk

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - obwód nadgarstka: 13-15 cm, Rozmiar II - obwód nadgarstka: 17-23 cm
Opieka nad pacjentem - model: Lewy, Prawy