

Orteza na nadgarstek i palce Ligaflex Finger



Opis produktu:

Orteza Ligaflex Finger unieruchamiająca nadgarstek i palce drugiej, trzeciej lub czwartej kości śródręcza.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Orteza nadgarstkowo-palcowa Ligaflex Finger

Orteza nadgarstkowo-palcowa Ligaflex Finger przeznaczona jest w głównej mierze dla ludzi potrzebujących unieruchomienia po urazach palców. Modułowe unieruchomienie pozwala ustabilizować zarówno stawy śródręczno-paliczkowe, jak i stawy międzypaliczkowe. W zależności od zalecenia lekarza unieruchomienie można założyć od strony wewnętrznej dłoni lub od strony grzbietowej. Model obustronny.

Wskazania

- Urazy palców (skręcenia, zwichnięcia, naderwania więzadeł itd style="border: 1px solid #ccc; border-collapse: collapse;text-align:center; height:28px;" .)
- Unieruchomienie po urazie

Przeciwwskazania

- Nie należy dopasowywać produktu w przypadku niepewności diagnostycznej lub niestabilnych/ przemieszczonych złamań, zdiagnozowanych przez pracownika służby zdrowia
- Nie należy umieszczać produktu bezpośrednio w kontakcie z uszkodzoną skórą

Cechy charakterystyczne

- Modułowe unieruchomienie dzięki dostosowanym dociągom do unieruchamiania stawów śródręczno-paliczkowych oraz stawów międzypaliczkowych
- Wsparcie, które można dopasować: 4 paski (2 przymocowane na stałe oraz 2 możliwe do usunięcia) i dwie możliwości unieruchomienia (od wewnętrznej lub grzbietowej strony dłoni)

w zależności od zalecenia lekarza

- Wygoda dzięki ochronie opuszków uszkodzonych palców i specyficznemu ukształtowaniu paska nadgarstkowego

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Ligaflex Finger
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar I:Obwód nadgarstka: 13-15 cmRozmiar II:Obwód nadgarstka: 15,5-17,5 cmRozmiar III:Obwód nadgarstka: 18-20 cmRozmiar IV:Obwód nadgarstka: 20,5-23 cm
Kod refundacji NFZ	L. 048
Kolor	

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Nadgarstek / kciuk

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - długość: poniżej 13 cm, Rozmiar II - długość: 13-16 cm, Rozmiar III - długość: 16-19 cm, Rozmiar IV - długość: 19-22 cm