

Orteza na śródręcze Ligaflex Boxer



Opis produktu:

Orteza Ligaflex Finger unieruchamiająca nadgarstek i palce drugiej, trzeciej lub czwartej kości śródręcza.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Orteza na śródręcze Ligaflex Boxer

Orteza na śródręcze Ligaflex Boxer wykorzystywana jest głównie w przypadku złamania IV i V kości śródręcza bez przemieszczenia, pooperacyjnego wsparcia tychże kości czy też utrzymujących się dolegliwości po pęknięciu lub skręceniu czwartego i piątego palca. Orteza jest wygodna dzięki wykorzystaniu lekkiego i oddychającego materiału typu 3D oraz łatwa w dopasowaniu za sprawą w pełni otwartej konstrukcji.

Wskazania

- Niewymagające operacji złamania czwartej i piątej kości śródręcza
- Pooperacyjne wsparcie dla czwartej i piątej kości śródręcza
- Utrzymujące się dolegliwości po pęknięciu lub skręceniu czwartego i piątego palca
- Po całkowitym unieruchomieniu w gipsie

Cechy charakterystyczne

- Całkowite unieruchomienie nadgarstka oraz czwartego i piątego palca: 2 regulowane i możliwe do usunięcia dociągi o specyficznym kącie wygięcia (grzbietowy -90°, dłoniowy -20°)
- Wygoda dzięki lekkiemu i oddychającemu materiałowi typu 3D, nadającym się do długotrwałego użytkowania
- Ochrona unieruchomionych palców za sprawą separatora międzypalcowego
- Łatwość dopasowania: w pełni otwarta konstrukcja

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Ligaflex Boxer
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar I:Obwód nadgarstka: 13-15 cmRozmiar II:Obwód nadgarstka: 15,5-17,5 cmRozmiar III:Obwód nadgarstka: 18-20 cmRozmiar IV:Obwód nadgarstka: 20,5-23 cm
Kod refundacji NFZ	L. 048
Kolor	

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Nadgarstek / kciuk

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - obwód nadgarstka: 13-15 cm, Rozmiar II - obwód nadgarstka: 15,5-17,5 cm, Rozmiar III - obwód nadgarstka: 18-20 cm, Rozmiar IV - obwód nadgarstka: 20,5-23 cm
Opieka nad pacjentem - model: Lewy, Prawy