

Stabilizator nadgarstka Dynastab Dual



Opis produktu:

Stabilizator nadgarstka Dynastab Dual. Model obustronny.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stabilizator nadgarstka Dynastab Dual

Stabilizator nadgarstka Dynastab Dual stworzony został w głównej mierze z myślą o skręceniach nadgarstka, stanach zapalnych i chorobach ścięgien nadgarstka oraz reumatoidalnych zapaleniach stawów. Orteza wykonana została z lekkiego i przepuszczającego powietrze materiału 3D. Model obustronny.

Wskazania

- Skręcenie nadgarstka
- Patologie w obrębie ścięgien nadgarstkowych
- Artretyzm reumatoidalny

Cechy charakterystyczne

- Wsparcie nadgarstka przez dociąg dłoniowy o anatomicznym kształcie
- Lekki i oddychający splot typu 3D
- Dodatkowy pasek dla dopasowania unieruchomienia

- Krótsza szyna ułatwiająca ponowne podejmowanie aktywności
- Model obustronny

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Dynastab Dual
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar I:Obwód nadgarstka: 13-16 cmRozmiar II:Obwód nadgarstka: 16,5-19,5 cmRozmiar III:Obwód nadgarstka: 20-23 cm
Kod refundacji NFZ	L. 047
Kolor	

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Nadgarstek / kciuk

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - obwód nadgarstka: 13-16 cm, Rozmiar II - obwód nadgarstka: 16,5-19,5 cm, Rozmiar III - obwód nadgarstka: 20-23 cm