

Orteza na staw kolanowy GenuSoft



Opis produktu:

Elastyczna proprioceptywna orteza na staw kolanowy GenuSoft.

- Anatomicznie ukształtowana dzianina dla lepszej stabilizacji
- Zapewnia ucisk o wartości 15-20 mmHg
- Orteza łatwa w zakładaniu

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Orteza na staw kolanowy GenuSoft

Uczucie braku równowagi i niestabilności w wyniku urazu kolana może być częstym skutkiem ubocznym niektórych schorzeń. Może to być trudne do zniesienia, zwłaszcza w przypadku ponownych prób obciążania kolana. Dzięki elastycznemu splutowi kompresyjnemu, miękka orteza na staw kolanowy GenuSoft zapewnia propriocepcję, pomagając w powrocie do pełnej sprawności ruchowej.

Wskazania

- Redukcja bólu lub obrzęku kolana
- Proprioceptywne wsparcie rehabilitacji

Pacjenci docelowi

- Pacjenci o ograniczonej aktywności

Cechy charakterystyczne

- Wygoda noszenia dzięki dzianinie o anatomicznym kształcie ze strefą komfortu w dole podkolanowym
- Propriocepcja: elastyczny splót uciskowy (15-20 mmHg)

Przeczytaj więcej o ortezie na staw kolanowy na naszym blogu.

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	GenuSoft
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar I:Obwód kolana: 32-34 cmRozmiar II:Obwód kolana: 35-37 cmRozmiar III:Obwód kolana: 38-41 cmRozmiar IV:Obwód kolana: 42-45 cmRozmiar V:Obwód kolana: 46-49 cm
Kod refundacji NFZ	produkt nierefundowany
Kolor	o

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Nie
Części ciała: Kolano

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - wysokość 20-22 cm - obwód kolana 32-34 cm, Rozmiar II - wysokość 20-22 cm - obwód kolana 35-37 cm, Rozmiar III - wysokość 20-22 cm - obwód kolana 38-41 cm, Rozmiar IV - wysokość 20-22 cm - obwód kolana 42-45 cm, Rozmiar V - wysokość 20-22 cm - obwód kolana 46-49 cm