

Orteza kolanowa sportowa GenuExtrem



Opis produktu:

Elastyczna orteza sportowa GenuExtrem.

- Elastyczny spłot uciskowy (20-36 mmHg)
- System zapobiegający zsuwaniu się
- Dostępna w 6 różnych rozmiarach

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Orteza kolanowa sportowa GenuExtrem

Orteza kolanowa GenuExtrem przeznaczona jest dla ludzi o wysokiej aktywności fizycznej, potrzebujących ochrony kolana podczas uprawiania sportów. Orteza posiada strefy komfortu w dole podkolanowym i wokół rzepki oraz wyposażona jest w system zapobiegający zsuwaniu się.

Wskazania

- Ochrona i zapobieganie urazom podczas uprawiania sportów
- Proprioceptywne wsparcie rehabilitacji

Pacjenci docelowi

- Pacjenci o wysokiej aktywności

Cechy charakterystyczne

- Działanie o anatomicznym kształcie ze strefą komfortu w dole podkolanowym i wokół rzepki
- Elastyczne fiszby boczne z systemem zapobiegającym zsuwaniu się
- Specjalne paski ułatwiające zakładanie
- Elastyczny spłot uciskowy (20-36 mmHg)

Przeczytaj więcej o ortezie kolanowej na naszym blogu.

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	GenuExtrem
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar I:Obwód kolana: 32-34 cmRozmiar II:Obwód kolana: 35-37 cmRozmiar III:Obwód kolana: 38-41 cmRozmiar IV:Obwód kolana: 42-45 cmRozmiar V:Obwód kolana: 46-49 cmRozmiar VI:Obwód kolana: 50-53 cm
Kod refundacji NFZ	produkt nierefundowany
Kolor	

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Nie
Części ciała: Kolano

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - wysokość 26,5-27,5 cm - obwód kolana 32-34 cm, Rozmiar II - wysokość 26,5-27,5 cm - obwód kolana 35-37 cm, Rozmiar III - wysokość 26,5-27,5 cm - obwód kolana 38-41 cm, Rozmiar IV - wysokość 26,5-27,5 cm - obwód kolana 42-45 cm, Rozmiar V - wysokość 26,5-27,5 cm - obwód kolana 46-49 cm, Rozmiar VI - wysokość 26,5-27,5 cm - obwód kolana 50-53 cm