



Orteza kolana sportowa Ligastrap Genu

Opis produktu:

Więzadłowa orteza kolanowa (20-36 mmHg) z paskami funkcjonalnymi.

- Zapewnia mocny ucisk
- Łatwe zakładanie ortezy dzięki specjalnym paskom
- Anatomicznie ukształtowana orteza kolana z elastycznej dzianiny

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Orteza kolana sportowa Ligastrap Genu

Sportowa orteza kolana Ligastrap Genu została zaprojektowana z myślą o sportowcach i osobach aktywnych fizycznie. Orteza pomaga w zmniejszeniu bólów i dolegliwości związanych z urazami.

Wskazania

- Niestabilność/zwiótczenie stawu
- Redukcja bólu lub obrzęku kolana
- Ponowne podejmowanie aktywności sportowej

Pacjenci docelowi

- Ponowne podejmowanie aktywności sportowej, sporty, w których stosowanie sztywnych stałek nie jest możliwe

Cechy charakterystyczne

- Wzmocnione wsparcie dzięki systemowi podwójnych pasków i elastycznym dociągom bocznym
- Wygoda noszenia w wyniku zastosowania dzianiny o anatomicznym kształcie ze strefą komfortu w dole podkolanowym i wokół rzepki
- Praktyczność za sprawą specjalnych pasków do zakładania oraz oznaczeń ułatwiających dopasowanie na paskach
- Elastyczny splot uciskowy (20-36 mmHg)

Przeczytaj więcej o ortezie na kolano na naszym blogu.

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Ligastrap Genu
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar I:Obwód kolana: 32-34 cmRozmiar II:Obwód kolana: 35-37 cmRozmiar III:Obwód kolana: 38-41 cmRozmiar IV:Obwód kolana: 42-45 cmRozmiar V:Obwód kolana: 46-49 cmRozmiar VI:Obwód kolana: 50-53 cm
Kod refundacji NFZ	produkt nierefundowany
Kolor	

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Nie
Części ciała: Kolano

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - wysokość 30-33 cm - obwód kolana 32-34 cm, Rozmiar II - wysokość 30-33 cm - obwód kolana 35-37 cm, Rozmiar III - wysokość 30-33 cm - obwód kolana 38-41 cm, Rozmiar IV - wysokość 30-33 cm - obwód kolana 42-45 cm, Rozmiar V - wysokość 30-33 cm - obwód kolana 46-49 cm, Rozmiar VI - wysokość 30-33 cm - obwód kolana 50-53 cm