

Orteza na rzepkę Silistab Genu



Opis produktu:

Orteza kolanowa z absorbującą wstrząsy wstawką na rzepce Silistab Genu.

- System antypoślizgowy zapobiegający zsuwaniu się ortezy
- Zapewnia symulację propriocepcji i wsparcie stawu kolanowego
- Miękka, anatomicznie ukształtowana dzianina

Orteza dostępna w **dwóch wersjach**: otwartej (kolor biały) oraz zamkniętej (kolor czarny).

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Orteza na rzepkę Silistab Genu

Większość ortez stawu kolanowego ogranicza się jedynie do uciskania tego obszaru. Chociaż może to być korzystne w przypadku doznania urazu, stymulowanie tego obszaru pomaga w procesie powrotu do zdrowia. Orteza na rzepkę Silistab Genu posiada silikonową wkładkę na rzepkę, która zapewnia stymulację proprioceptywną, co może pomóc w szybszym powrocie do zdrowia.

Elastyczne fiszbiny boczne są kluczową cechą ortezy na rzepkę Silistab Genu, ponieważ pomagają one zwiększyć właściwości stabilizujące ortezy. Orteza posiada również system antypoślizgowy, dzięki któremu nie przemieszcza się podczas użytkowania.

Otwarta lub zamknięta rzepka

Orteza jest dostępna w kolorze białym lub czarnym. Wersja biała ma otwór na wysokości rzepki, a model czarny ma zakrytą rzepkę. Model zamknięty zapewnia większą ochronę, natomiast wersja otwarta poprawia przepływ powietrza w kolanie i wokół niego, co może przyspieszyć powrót do zdrowia.

Wskazania

- Redukcja bólu lub obrzęku kolana
- Ból lub niestabilność rzepki
- Zapalenie kości i stawów w obrębie kolana (łagodne lub umiarkowane)

Pacjenci docelowi

- Pacjenci o ograniczonej aktywności
- Pacjenci z łagodnym przebiegiem choroby zwyrodnieniowej stawów w obrębie kolana

Cechy charakterystyczne

- Wsparcie rzepki: anatomiczna wkładka
- Wsparcie stawu i stabilność dzięki elastycznym fiszbinom bocznym z systemem zapobiegającym zsuwaniu się
- Wygoda za sprawą anatomicznie ukształtowanej dzianiny, otwartej po stronie dołu kolanowego
- Elastyczny splot uciskowy (około 17 mmHg)

Przeczytaj więcej o ortezie na rzepkę na naszym blogu.

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	Silistab Genu
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar I:Obwód kolana: 31-33 cmRozmiar II:Obwód kolana: 34-36 cmRozmiar III:Obwód kolana: 37-39 cmRozmiar IV:Obwód kolana: 40-42 cmRozmiar V:Obwód kolana: 43-45 cmRozmiar VI:Obwód kolana: 46-48 cm
Kod refundacji NFZ	produkt nierefundowany
Kolor	(model otwarty) (model zamknięty)

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Nie
Części ciała: Kolano

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - wysokość 31-35 cm - obwód kolana 31-33 cm, Rozmiar II - wysokość 31-35 cm - obwód kolana 34-36 cm, Rozmiar III - wysokość 31-35 cm - obwód kolana 37-39 cm, Rozmiar IV - wysokość 31-35 cm - obwód kolana 40-42 cm, Rozmiar V - wysokość 31-35 cm - obwód kolana 43-45 cm, Rozmiar VI - wysokość 31-35 cm - obwód kolana 46-48 cm
Opieka nad pacjentem - model: Model otwarty, Model zamknięty